

# PHILIPS

## AVENT

### Essential

#### Laktator elektryczny Essential

Kompaktowy laktator przenośny  
(waga 185g)

Uniwersalna nakładka  
dostosowująca się do kształtu i  
rozmiaru piersi

4 poziomy stymulacji, 4 poziomy  
odciągania pokarmu

2-fazowy: stymulacja i  
odciąganie

SCF323/11



## Bezproblemowe odciąganie

Odciągaj mleko przyjemnie, efektywnie i bez wysiłku

Elektryczny 2-fazowy laktator Philips Avent utrzymuje optymalny wypływ pokarmu i delikatnie dopasowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Szybkość, komfort i wygoda dla każdej świeżo upieczonej mamy. Oraz gwarancja jakości Philips.

#### Personalizacja

- Spersonalizowana obsługa, 4 + 4 poziomy ustawień
- Minimalna liczba potrzebnych części i intuicyjna konfiguracja.
- Funkcja pamięci ulubionych ustawień siły ssania
- Mała i kompaktowa

#### Delikatny i wygodny

- Miękką silikonową nakładką masującą, dopasowującą się do kształtu i rozmiaru większości piersi

## Zalety

### Miękka silikonowa nakładka masująca



Uniwersalny rozmiar. Silikonowa nakładka delikatnie dopasowuje się do kształtu i rozmiaru brodawki sutkowej.

### Możliwość personalizacji ustawień



Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji

### Łatwe czyszczenie i montaż



Dzięki naszemu systemowi zamkniętego odciągania pokarm odciągany jest bezpośrednio do butelki. Mniejsza liczba

części sprawia, że montaż i demontaż urządzenia jest bardzo łatwy. Dodatkowo, super lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie urządzenia

### Funkcja pamięci



Wiesz, który tryb najbardziej Ci odpowiada? Laktator automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia, więc wystarczy usiąść i nacisnąć start.

### Mała i kompaktowa



Mała i kompaktowa część silnikowa

## Dane techniczne

### Moc

Złącze USB-C

Napięcie sieci: 5 V i  $\geq 1$  A

Nie zawiera zasilacza. Brak możliwości ładowania, tylko działanie przewodowe.

### Materiał

0% BPA\*

### Zawartość zestawu

Część silnikowa

Silikonowa rurka

Przewód USB-C

Butelka Natural (125 ml)

Zestaw do odciągania pokarmu

Zakręcana pokrywka

