

PHILIPS

Компрессорный
небулайзер**

InnoSpire Elegance

Устройство для домашнего
применения

Сокращение времени процедуры до
6–8 минут*

В комплекте с набором для
ингаляции

В комплекте с небулайзерной
системой

НН1336



Надежная небулайзерная терапия

Подходит для регулярного применения

Небулайзер InnoSpire Elegance позволяет проводить быструю, качественную и надежную терапию в домашних условиях

Проверенная технология SideStream

- Проверенная небулайзерная технология

Стильная и прочная конструкция

- Прочная и надежная конструкция

Для использования в больнице и дома

- Предназначена для регулярной эксплуатации
- Совместимость с часто назначаемыми ингаляционными препаратами

Быстрота процесса

- Время процедуры: 6–8 минут*

Особенности

Для домашнего применения

Прочная конструкция компрессорной системы InnoSpire Elegance дает возможность регулярной эксплуатации в условиях медицинского учреждения или дома, обеспечивая стабильное и надежное выполнение небулайзерной терапии.

Мощное и эргономичное устройство



Небулайзер InnoSpire Elegance подходит для частого использования. Вы можете быть уверены — он будет обеспечивать высокое качество аэрозоля в течение всего срока службы.

Проверенная небулайзерная технология



При прохождении воздуха в трубке InnoSpire Elegance дополнительный поток воздуха поступает в верхнюю часть устройства для создания быстро

потока аэрозольного препарата для оптимального вдоха. Небулайзерная камера SideStream обеспечивает высокое качество аэрозоля и предназначена для многократного применения.

Время процедуры

Использование небулайзера InnoSpire Elegance с технологией SideStream обеспечивает быструю доставку лекарственных средств и сокращение времени процедуры.

Универсальность



Возможность проведения терапии респираторных заболеваний с помощью наиболее часто назначаемых препаратов для ингаляционного введения

Характеристики

Дизайн

Компактный: Весит всего 1,5 кг

Рабочие параметры

Электрические параметры/мощность: 230 В / 50 Гц, 1 А

Максимальная скорость потока: 9,3 л/мин

Максимальное давление: 310 кПа

Режим работы: Непрерывный

Средняя скорость потока: 6 л/мин при 69 кПа

Рабочие характеристики

ММАД: 2,9 мкм

Фракция мелкодисперсных частиц: 77% ниже 5 мкм

Емкость ингалятора: 8 мл

Обслуживание

Гарантия: 3 года

Сведения о продукте

Вес: 1,5 кг

Размер: 165 × 165 × 108 мм

Уровень шума: 58 ± 3 дБА

Время процедуры (6–8 минут)*: * При 2,5 мл сальбутамола

