



Philips Sonicare AirFloss
Mlaznice za čišćenje
prostora između zuba

s 2 mlaznice

HX8012/07

Ne čistite zube koncem? U tom slučaju, koristite AirFloss.

Uklanja naslage s mjesta do kojih četkica ne dopire

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss predstavlja jednostavan način početka čišćenja područja između zuba. AirFloss se može koristiti s vodicom za ispiranje usta ili vodom te ima jedinstvenu tehnologiju mlaza zraka i mikro kapi koja olakšava uklanjanje naslaga s teško dostupnih mjesta.

Easy to use

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Vrh za navođenje osigurava odgovarajući položaj
- Mlaznica je dizajnirana za lako doseganje teško dostupnih područja

Helps build a healthy habit

- Jednostavan način za poboljšanje čišćenja područja između zuba

PHILIPS
sonicare

Mlaznice za čišćenje prostora između zuba
s 2 mlaznice

Specifikacije

Jednostavnost uporabe

- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

Predmeti u kompletu

- AirFloss mlaznica: 2


Radne značajke čišćenja

- Mlaznice: Za najbolje rezultate mijenjajte svakih 6 mjeseci

HX8012/07

Istaknute značajke

Jednostavan početak



Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravlje. AirFloss pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku. Nakon tri mjeseca uporabe aparata AirFloss, 96 % osoba koje nisu redovito koristile konac za zube nastavilo je koristiti AirFloss četiri ili više dana tjedno.

Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi



AirFloss koristi jedinstvenu tehnologiju mlaza zraka i mikro-kapi koja omogućava prodiranje zraka pod tlakom i vode ili vodice za ispiranje usta u područje između zuba. Gumb za aktivaciju jednim dodiranjem koristi se jednostavno poput tipke miša.

Vrh za navođenje



Tanki zakrivljeni vrh za navođenje i mlaznica olakšavaju pronalaženje odgovarajućeg položaja. Samo prelazite uzduž površine zuba blizu ruba desni dok vrh ne sjedne u prostor između zuba.

Tanka kutna mlaznica

Tanka, kutna mlaznica dizajnirana je za lako doseganje teško dostupnih područja



Datum izdavanja
2023-10-20

Verzija: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* u odnosu na četkanje samo običnom četkicom