

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica sónica

Elite

HX9552



Sistema "Custom Care"

4 formas de limpeza personalizada num produto

Não há duas pessoas iguais - especialmente no que diz respeito à higiene oral. Por que não utilizar uma escova de dentes potente que se pode adaptar às suas diferentes necessidades e proporcionar resultados superiores?

2 tamanhos das cabeças da escova e 2 velocidades de limpeza

- Limpeza diária profunda, massaja e estimula as gengivas
- Normal - para uma limpeza profunda; compacto para uma limpeza precisa

Tecnologia de limpeza superior

- Segurança e delicadeza clinicamente comprovadas
- A acção dinâmica do líquido alcança em profundidade a zona entre os dentes
- Remove a placa bacteriana nas áreas mais difíceis de alcançar
- Gengivas mais saudáveis

Limpeza personalizável

- Easy-start para se habituar à experiência Sonicare
- Quadpacer com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme

Destques

2 tamanhos de cabeças da escova




Normal - para uma limpeza profunda; compacto para uma limpeza precisa

2 velocidades




Max para uma limpeza diária profunda; Suave para as áreas sensíveis e o massajar das gengivas.

Quadpacer



Quadpacer com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme

Easy-start



Aumenta lentamente a potência ao longo das primeiras 14 utilizações para facilitar a adaptação à Sonicare.

Temporizador de 2 minutos



A acção dinâmica do líquido alcança em profundidade a zona entre os dentes

Dispositivo de carga Deluxe

Remove a placa bacteriana nas áreas mais difíceis de alcançar

Segura e delicada



A Philips Sonicare é uma escova de dentes elétrica suave para aparelhos dentários (as cabeças da escova desgastam-se mais cedo quando utilizadas em aparelhos dentários) e também é segura para restaurações dentárias (enchimentos, coroas, revestimentos) e bolsas peridontais.

Gengivas mais saudáveis

Redução de gengivites e ajuda na diminuição de bolsas peridontais clinicamente comprovadas.

Especificações

Acessórios

HX7001: Conjunto único da cabeça Standard Elite

HX7002: Conjunto duplo da cabeça Standard Elite

HX7011: Conjunto único da cabeça Mini Elite

HX7012: Conjunto duplo da cabeça Mini Elite

Especificações técnicas

Consumo de energia: 3 W

Voltagem: 220-240

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 40

Tempo de carga: 24 hr

Bateria recarregável: NiCd

Velocidade (máxima): Até 31.000 movimentos por minuto

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 17,2 x 9,5 x 23,5 in

Peso caixa F: 680 lb

Dimensões da caixa-A: 35,1 x 29,7 x 24,1 in

Peso caixa A: 4,08 lb

Número de peças na caixa A: 6 pcs

Funções adicionais

Smartimer: Os dentistas recomendam um tempo de escovagem de 2 minutos

Dispositivo de carga Deluxe: Verde indica carga, amarelo recarga

Pega cônica ergonômica: Pega anti-

deslizante, otimiza utilização

Easy-Start: Aumenta a potência em 14 utilizações

Quadpacer programável: Intervalos de 30 seg., limpeza uniforme

2 velocidades: Escolha a velocidade mais confortável

2 tamanhos de cabeças da escova com contornos: Std.: limpeza total, Compacta: precisão

Tecnologia sónica exclusiva patenteada: Líq. dinâmico para limpar entre dentes

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 31 000 movimentos da escovagem/min.

