

Philips
EnergyLight

HF3319/01



Ricaricati di energia

Aumenta la tua energia come in un giorno d'estate

Philips EnergyLight è una speciale lampada che offre luce ed energia per mantenere le piacevoli sensazioni dell'estate tutto l'anno adattandosi perfettamente alla vita di tutti i giorni.

Luce comoda e facile da usare

- Angolo regolabile
- Regolatore di intensità luminosa
- Indicatore del tempo di trattamento
- Protezione UV

Proven benefits

- 100 anni di esperienza Philips nella tecnologia dell'illuminazione
- Il 91% degli utenti è soddisfatto della propria EnergyLight
- Clinicamente testato nel combattere la depressione invernale
- Il 94% concorda sul fatto che EnergyLight combatte la depressione invernale

Combatti la depressione invernale e aumenta i livelli di energia

- Intensità luminosa di 10.000 lux
- Aiuta ad alleviare i sintomi della depressione invernale e dei disturbi stagionali della sfera affettiva (SAD)
- Usala 30 minuti al giorno

PHILIPS

In evidenza

Combatti la depressione invernale



Nei paesi con inverni lunghi, in molte persone si verifica perdita di energia e vitalità per la mancanza di esposizione alla luce. Questa condizione, che ha inizio in autunno e prosegue per diverse settimane, viene denominata depressione invernale. Philips EnergyLight allevia in modo semplice e naturale tali sintomi e ripristina i livelli energetici e l'umore dell'estate.

Intensità luminosa di 10.000 lux



EnergyLight produce luce con tutta l'intensità e la qualità di quella naturale. È infatti in grado di produrre fino a 10.000 lux senza bagliori o luccichii.

Usala 30 minuti al giorno



L'utilizzo di Philips EnergyLight alla massima intensità per appena 30 minuti al giorno, migliora naturalmente il tuo umore ed il tuo livello di energia. Un utilizzo prolungato è assolutamente sicuro. Posiziona EnergyLight nel tuo campo visivo, non serve guardare

direttamente nella luce. L'uso regolare ogni mattina durante i mesi invernali aiuterà a alleviare i sintomi della depressione invernale e dei disturbi SAD.

Indicatore del tempo di trattamento




EnergyLight ha un timer a LED che indica il tempo di utilizzo del prodotto.

Regolatore di intensità luminosa



Combatti la depressione invernale e cattura l'energia come in estate regolando il livello di luce a seconda delle tue necessità, ad esempio per la lettura. EnergyLight è dotata di un regolatore di intensità luminosa con una gamma compresa tra 0 e 10.000 lux (a 15-20 cm), regolabile in base alle preferenze personali.

Angolo regolabile



L'apparecchio può essere posizionato con varie angolazioni per un utilizzo più semplice.

Protezione UV



EnergyLight utilizza l'intera gamma di luce naturale in conformità agli standard di sicurezza europei. Grazie alla protezione con filtro UV, EnergyLight è garanzia di sicurezza.

Effetti testati dagli utenti

Il 94% degli utenti concorda sul fatto che Philips EnergyLight combatte con successo la depressione invernale. Testato negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Paesi Bassi (laboratorio metrix) con 286 consumatori.

Soddisfazione elevata degli utenti

Il 91% degli utenti è soddisfatto del prodotto Philips EnergyLight. Testato negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Paesi Bassi (laboratorio metrix) con 286 consumatori.

Clinicamente testato



Ricerche indipendenti mostrano che i prodotti Philips EnergyLight emanano la luce di cui il corpo ha bisogno per combattere la malinconia invernale e per aumentare il livello di energia. EnergyLight: 1) Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4) : 267-74; 2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1-3): 55-61.

Specifiche

Specifiche tecniche

- Assorbimento: 75 W
- Lunghezza cavo: 200 cm
- Isolamento: Classe II (doppio isolamento)
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 230 V
- Tipo di lampade: Philips EnergyLight 2 PL-L da 36 W
- Durata delle lampade: 1.700 ore (10.000 lux)
- Regolatore di frequenza: 45 kHz...125 kHz

Peso e dimensioni

- Peso scatola F (= scatola A): 4,4 Kg
- Dimensioni confezione (L x A x P): 36 x 62,2 x 21,5 cm
- Box weight: 4.4 Kg

Dati logistici

- Codice CTV: 884331901
- Paese di origine: Germania

Semplicità d'uso

- Angolo regolabile: 20 gradi
- Pulsante on/off
- Indicatore del tempo di trattamento

Luce confortevole

- Regolatore di intensità luminosa
- Illuminazione dello schermo distribuita
- Intensità della luce: 10.000 lux
- Luce bianca naturale
- Lampada sostituibile

Posizionamento facile

- Angolo regolabile: 20 gradi

Apparecchio Medicale

- Direttiva per dispositivi medicali: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Benessere con l'aiuto della luce

- Combatti la depressione invernale
- Aumenta la reattività
- Aumenta il livello di energia

Sicurezza e normative

- Non per l'illuminazione generale
- Protezione UV: Radiazioni UV assenti o minime
- Certificata CE 0344
- Conforme a IEC 60601-1 Ed. 3



Data di rilascio
2023-03-02

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3): 55-61