

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra za
interdentalno čišćenje

sa stanicom Fill & Charge

2 mlaznice
1 ugrađen putni punjač
Automatsko nadopunjavanje i
punjenje



HX8462/01

Zajamčeno zdravije desni u roku od 2 tjedna*

Dizajnirano za osobe koje ne koriste konac redovito

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss Pro/Ultra**** predstavlja najjednostavniji način za učinkovito čišćenje područja između zuba. AirFloss Pro/Ultra može se upotrebljavati s vodicom za ispiranje usta ili vodom, a klinički je dokazano da je za zdravlje desni učinkovit kao zubni konac.**

Improves oral health

- Klinički dokazano učinkovit kao zubni konac**
- Uklanja do 99,9 % naslaga***
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba

Superior technology

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Mlaznica iznimnih karakteristika
- Postavke za prilagodbu trostrukog mlaza


The easiest way to effectively clean between teeth

- Traje svega 60 sekundi: Usmjerite, pritisnite i očistite!
- Jednostavan način za razvijanje zdrave navike
- Uvijek spreman za korištenje
- Svježina i čistoća s vodicom za ispiranje usta

PHILIPS
sonicare

Istaknute značajke

Uklanja do 99,9 % naslaga




AirFloss Pro/Ultra uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene.***

Tehnologija mikrokapljica



Naši klinički dokazani rezultati mogući su zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji koja kombinira zrak i vodicu za ispiranje usta ili vodu za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni.

Zdravije desni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinički dokazano poboljšava zdravlje desni kao i zubni konac.** Poboljšava zdravlje desni za samo dva tjedna.

Čišćenje za svega 60 sekundi



Uz AirFloss Pro/Ultra, za čišćenje cijele usne šupljine bit će vam potrebno svega 60 sekundi dnevno. Jednostavno odaberite vrstu mlaza (jednostruki, dvostruki ili trostruki) i zadržite pritisak gumba za aktivaciju kontinuiranih automatskih mlazova ili pritisnite i otpustite gumb za ručno ispuštanje mlaza.

Svježina i čistoća s vodicom za ispiranje usta



Koristite s vodicom za ispiranje usta za vrhunski doživljaj svježine i uništavanje mikroba.

Pomaže u sprječavanju karijesa




Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

Glavna iznimna karakteristika



Nova AirFloss Pro/Ultra glavna iznimna karakteristika pojačava učinak tehnologije mlaza zraka i mikro kapi, što je čini učinkovitijom nego ikada prije.

Prilagodba trostrukog mlaza



Snažan mlaz AirFloss Pro/Ultra glavne iznimne karakteristike možete prilagoditi svojim željama; svakim pritiskom gumba za aktivaciju može ispuštati jednostruki, dvostruki ili trostruki mlaz.

Uvijek spreman za korištenje



Stanica Fill and Charge automatski puni dršku za manje od 10 sekundi, a u nju stane dovoljno vodice za usta za 2 tjedna, te održava dršku napunjenom.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela sa sivim detaljima

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: LED indikatori na drški pokazuju razinu napunjenosti
- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja
- Trajanje baterije: 1 – 3 tjedna****

Predmeti u kompletu

- Punjač: 1
- Stanica Fill & Charge: 1
- Dodatna AirFloss Pro/Ultra vratašca: 1
- AirFloss Pro/Ultra drška: 1
- AirFloss Pro/Ultra mlaznica: 2

Radne značajke čišćenja

- Prednosti za zdravlje: Poboljšajte zdravlje desni u 2 tjedna*, Čisti cijela usta u roku od 60 sekundi
- Rad: Uklanja do 99,9 % naslaga**
- Klinički dokazani rezultati: Učinkovit kao zubni konac, za bolje zdravlje desni, za smanjenje krvarenja desni, za smanjenje naslaga
- Prilagodljive postavke: Automatski ili ručni mlaz, Jednostruki/dvostruki/trostruki mlaz***
- Za najbolje rezultate: Mlaznicu mijenjajte svakih 6 mjeseci



Datum izdavanja
2024-02-18

Verzija: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* ili vraćamo novac

** kada se koristi u kombinaciji s običnom četkicom i antimikrobnom vodicom za ispiranje usta, kod pacijenata s blagim do umjerenim gingivitisom; AirFloss je dizajniran kako bi osobama koje ne koriste redovito konac pomogao razviti zdravu naviku svakodnevnog čišćenja prostora između zuba. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Pitanja i odgovori kartice Podrška.

*** Na područjima primjene; U laboratorijskom istraživanju, stvarni rezultati mogu se razlikovati

****AirFloss Ultra i Pro isti su proizvod, ali se nazivi mogu razlikovati ovisno o državi i kanalu.

***** ovisno o postavci mlaza koja se upotrebljava