

# PHILIPS

## sonicare

Standardne glave  
sonične zobne ščetke

A3 Premium All-in-  
One

2 v kompletu

Standardna velikost

Pritrdljivo

Omogočen BrushSync



HX9092/11



## Ena glava ščetke za popolno nego Čiščenje brez kompromisa

Ščetka A3 Premium vse v enem je edina ščetka, s katero boste dosegli čistejše in bolj bele zobe\*\*\* ter bolj zdrave dlesni. Ta ščetka zagotavlja 20-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog\*, do 100% odstranjevanje obarvanosti zob\*\* in do 15-krat bolj zdrave dlesni v 6 tednih\*\*

### Designed around you

- Strokovno oblikovana z mislijo na vas
- Ščetine, oblikovane za vaš nasmeħ

### Intuitive in every way


- Opozorila na zamenjavo zagotavljajo najboljše čiščenje
- Pritrdljiva zasnova za enostavno namestitev glave ščetke

### Premium performance

- Do 100 % več odstranjenih madežev v manj kot dveh dneh\*\*\*
- Do 20-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog na težko dosegljivih mestih\*
- Do 15-krat bolj zdrave dlesni v 6 tednih\*\*
- Sonično ščetkanje: vadnica o učinkovitem čiščenju

## Značilnosti

### Ščetine pod kotom




Izkoristite našo najboljšo ščetko za odstranjevanje zobnih oblog\*\*\*\* ne glede na slog umivanja zob. Glava zobne ščetke Premium All-in-One ima ščetine pod natančnim kotom, ki poveča sposobnost odstranjevanja zobnih oblog.

### Okrogel profil



Zaradi ukrivljene oblike gredo ščetine natanko tja, kamor je treba. Z natančnim razvojem smo za vas pripravili izkušnjo izjemne ustne higijene vse-v-enem.

### Trikotne konice



Madeže lahko nežno odstranite s trikotnimi konicami, ki s svojo obliko madeže odstranjujejo učinkoviteje od ščetin z okroglimi konicami. Trikotna oblika omogoča boljši stik s površino zob, zato madeže hitreje odstrani.

### Daljše ščetine



Stranske ščetine na glavi zobne ščetke za boljši doseg nežno ščetkajo vaše dlesni, tudi ko ste pozorni le na zobe. Ščetine se tudi upogibajo in pomagajo preprečiti premočno pritiskanje.

### Preverjeno sonično ščetkanje



Odstranite zobne obloge s sonično tehnologijo, našim standardom za učinkovito in nežno čiščenje. Med ščetkanjem do 62.000 gibov ščetin z dinamičnim in tekočim čiščenjem

pomaga ščetinam pri čiščenju tudi težko dostopnih mest ter poskrbi za izjemno svež in čist občutek v ustih.

### Strokovno oblikovana



Glava zobne ščetke vse-v-enem je rezultat naših najobsežnejših raziskav in razvoja doslej. V postopku izdelave vsestranske glave za zobno ščetko smo združili znanje zobozdravnikov, strokovnjakov za ustno higieno, inženirjev in oblikovalcev.

### Enostavna uporaba

Glava ščetke A3 Premium All-in-One je primerna za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare z namestitvijo na klik (oglejte si spodnji seznam). Pri zamenjavi in čiščenju jo enostavno namestite in snamete.

### Zamenjava glave ščetke



Učinkovitost glav ščetk se po 3 mesecih uporabe zmanjša, vendar vas bomo pri ščetki BrushSync pred tem opomnili. Zobna ščetka BrushSync razume vaš način uporabe in vas opozori, ko je čas za zamenjavo.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

**Trdota ščetin:** Mehka

**Pametno prepoznavanje glave ščetke**

**Barva:** Črna

**Material – glava ščetke:** Mehke in prilagodljive gumijaste stranice

**Prikaz izrabljenosti:** Bledenje modre barve ščetin

**Velikost:** Standardna

## Združljivost

**Sistem glave ščetke:** Pritrdljivo

**Primerno za te modele:** odstranjevanje zobnih oblog v 2 korakih, 2 koraka za preprečevanje zobnih oblog, Serija 2100, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Serija 1100, Serija 3100

**Ni primerna za:** Philips One, Essence

## Priloženi predmeti

**Glave ščetke:** 2 x A3 Premium vse v enem

## Kakovost in zmogljivost

**Zamenjava:** Vsake 3 mesece

**Preizkušeno:** za optimalno uporabo

