

PHILIPS

sonicare

2-serien för
plackkontroll

2 Series plaque
control

Effektiv plackborttagning

2 veckors batteritid



HX6231/40



Tar bort upp till 100 % mer plack* för ett friskt tandkött

*än med en vanlig tandborste

EasyClean är den perfekta eltandborsten för dig som vill byta från manuell tandborste till eltandborste. Den har ett borstningsläge som genomför fler borströrelser per minut än vad din manuella gör på en månad. Tack vare vår soniska teknologi pressas vatten och tandkräm in mellan tänderna och in under tandköttskanten. EasyClean tar bort dubbelt så mycket mer plack än en vanlig tandborste och når även in mellan tänderna!

Guides you to follow dentist recommendations

- Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning
- Med SmarTimer är det lättare att följa rekommendationerna kring borstningstid

Offers a customized brushing experience

- Med EasyStart-programmet är det enkelt att gå över från manuell till elektrisk tandborste

Provides a superior clean you can see and feel

- Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna
- Sonicare's soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna
- Tar bort upp till 2 gånger mer plack än manuella tandborstar

Recommended by dental professionals world wide

- Bättre plackborttagning som minskar risken för hål
- Säker för tandställningar och liknande, tandproteser och skalfasader


Funktioner

Bidrar till att minska risken för hål



Bättre plackborttagning och enklare att komma åt de bakre tänderna. Du kan minska risken för hål genom att borsta två gånger varje dag med den här borsten.

Tar bort upp till 2x mer plack



Det här borsthuvudet tar bort upp till dubbelt så mycket plack som manuella tandborstar

Sonisk teknologi




Vår soniska teknologi rengör dynamiskt genom att vatten pressas in mellan tänderna och längs tandköttsskanten. Resultatet blir en grundlig och ändå skonsam rengöring.

Säkert och skonsamt




De skonsamma rörelserna hos den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten lämpar sig för tandproteser och liknande, inklusive implantat och skalfasader, så att du kan borsta utan att oroa dig.

Kom åt de bakre tänderna bättre



Den här plackborttagande tandborsten har ett smalt, vinklat borsthuvud som gör att du kommer åt de bakre tänderna och svåråtkomliga ställen bättre.

EasyStart



EasyStart-funktionen justerar effektnivån för tandborsten under de första 14 användningstillfällena. Du vänjer dig vid

Sonicare-upplevelsen gradvis och det blir enklare att gå över från att använda en manuell tandborste.

SmarTimer



Den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten har en speciell SmarTimer som gör det enklare att borsta lagom länge – nämligen de två minuter som rekommenderas av tandläkare

Quadpacer



Med en Quadpacer-intervalltimer som gör det enklare att borsta ordentligt i hela munnen. Tandborsten piper var 30:e sekund och då är det dags att flytta den till en annan del av munnen.

Specifikationer

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Drifftid (full till tom): Upp till 2 veckor

batteri: Laddningsbar

Batterityp: NiMH

Design och finish

Färg: Himmelsblå

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 st. 2-serien för plackkontroll

Borsthuvuden: 1 ProResults, standard

Laddare: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 2 gånger mer plack*

Hälsofördelar: Bidrar till att minska risken för håll

Hastighet: Upp till 31 000 borströrelser/min

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

