


Philips Sonicare
Aparat de curățare
interdentară AirFloss Ultra

Cu periuță de dinți
DiamondClean

cu 1 duză și 1 cap de periere
Pahar de încărcare, toc de
transport



HX8491/03

Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

Conceput pentru utilizatorii de ață dentară ocazionali

Pentru persoanele care nu folosesc ață dentară în mod regulat, AirFloss Ultra**** este cea mai ușoară cale de curățare eficientă între dinți. AirFloss Ultra se poate utiliza cu apă de gură sau cu apă normală și s-a dovedit clinic că este la fel de eficient pentru sănătatea gingiilor ca ața dentară.**

Improves oral health

- S-a dovedit clinic că este la fel de eficace pentru sănătatea gingiilor ca ața dentară**
- Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***
- Contribuie la prevenirea cariilor între dinți
- Albește dinții de peste 2 ori mai bine decât o periuță de dinți manuală

Îți oferă curățare superioară

- Cap de periere DiamondClean pentru cea mai bună albire de la Sonicare
- Concepute pentru a maximiza mișcarea sonică

Tehnologie superioară

- Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături
- Cap de curățare de înaltă performanță
- Setări personalizabile pentru numărul de jeturi

Cea mai ușoară cale de a curăța eficient între dinți

- Durează numai 60 de secunde: orientare, apăsare, curățare!
- O modalitate ușoară de a deprinde un obicei sănătos

PHILIPS
sonicare

Repere

Albește dinții de 2 ori mai bine



Această periuță de dinți Philips Sonicare albește dinții de peste 2 ori mai bine decât o periuță de dinți manuală în doar 1 săptămână. Elimină până la 100% mai multe pete, pentru dinți mai albi în doar 1 săptămână.

Mișcare sonică maximizată




Capetele de periere Philips Sonicare sunt vitale pentru tehnologia noastră de bază cu mișcări ale periei de înaltă frecvență, înaltă amplitudine, care efectuează 62.000 de mișcări de periere pe minut. Tehnologia noastră sonică transmite puterea de la periuță până la vârful capului de periere. Această mișcare sonică creează o acțiune dinamică a fluidului, care împinge fluidul adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei pentru o curățare superioară, dar delicată de fiecare dată.

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene




AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.**

Tehnologia cu micro-picături




Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul și apa de gură sau apa simplă pentru a curăța eficient, dar delicat, spațiile dintre dinți și de-a lungul liniei gingiei.

Deprinzi ușor un obicei sănătos



Curățarea spațiilor dintre dinți este foarte importantă pentru sănătatea orală în general. AirFloss Ultra este o modalitate ușoară de a curăța mai profund între dinți, ajutându-te să îți formezi un obicei sănătos.

Îmbunătățește sănătatea gingiilor



S-a dovedit clinic că Philips Sonicare AirFloss Ultra îmbunătățește sănătatea gingiilor la fel de mult ca ața dentară.** Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor în numai două săptămâni.

Curăță în numai 60 de secunde



Cu AirFloss Ultra, curățarea întregii guri durează mai puțin de 60 de secunde pe zi. Pur și simplu selectezi frecvența jeturilor (unic, dublu sau triplu) și ții apăsat butonul de activare pentru jeturi continue automate sau îl apeși și-l eliberezi pentru modul cu jeturi manuale.

Ajută la prevenirea cariilor



Eliminând cu delicatețe placa bacteriană rămasă în urma periajului, Philips Sonicare AirFloss Ultra ajută la prevenirea cariilor care se formează în spațiile dintre dinți.

Cap de curățare de înaltă performanță



Noul cap de curățare de înaltă performanță AirFloss Ultra amplifică puterea tehnologiei noastre cu aer și cu micro-picături pentru eficiență mai bună ca oricând.

Specificații

Alimentare

- Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Specificații tehnice

- Baterie: Reîncărcabilă
- Tip baterie: Litiu ION
- Timp de încărcare: 24 de ore pentru încărcare completă

Design și finisaj

- Culoare: Negru

Service

- Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

- Indicator baterie: LED-urile de pe mâner indică nivelul de încărcare
- Afișaj: Afișaj iluminat
- Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă
- Mâner: Design ergonomic subțire
- Durata de viață a bateriei: 1-3 săptămâni****
- Atașarea capului: Se fixează și se demontează ușor

Articole incluse

- Mâner: 1 DiamondClean
- Toc de transport: Încărcător USB de voiaj
- Încărcător: 1
- Capete de periere: 1 DiamondClean standard

- Pahar de încărcare: 1
- Mâner AirFloss Ultra: 1
- Cap de curățare AirFloss Ultra: 1

Performanță de curățare

- Beneficii pentru sănătate: Curăță întreaga dantură în 60 de secunde, Îmbunătățește starea de sănătate a gingiilor în 2 săptămâni*
- Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut
- Performanță: Elimină până la 99,9% din placa bacteriană**
- Rezultate dovedite clinic: La fel de eficiente ca ața dentară, pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor, pentru reducerea plăcii bacteriene, pentru reducerea sângerării gingivale
- Setări personalizabile: Jet automat sau jet manual, Jet unic/dublu/triplu***
- Cronometru: Quadpacer și SmarTimer
- Beneficii de albire: Albește dinții de 2 ori mai bine*
- Pentru rezultate optime: Capul de curățare se înlocuiește o dată la 6 luni

Moduri

- Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă
- Alb: Îndepărtează petele de suprafață
- Gum Care: Masează delicat gingiile
- Polish: Albește-ți și lustruiește-ți dinții
- Sensitive: Curățare delicată a dinților și a gingiilor



Data apariției 2023-05-03

Versiune: 5.0.2

EAN: 87 10103 81886 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* sau vei primi banii înapoi
** când s-a utilizat în asociere cu o periuță de dinți manuală și apă de gură antimicrobiană la pacienții cu gingivită ușoară până la moderată; AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat ața dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curățare interdentară zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din fila Asistență.
*** Din zonele tratate, într-un studiu de laborator; rezultatele efective la nivelul cavității bucale pot varia
**** AirFloss Ultra și Pro sunt același produs, dar pot avea denumiri diferite în funcție de țară și de canal.
***** În funcție de setarea de jet utilizată