



Philips Sonicare AirFloss  
Mlaznice za čišćenje  
prostora između zuba

s 2 mlaznice

HX8012/33

Ne čistite zube koncem? U tom slučaju, koristite AirFloss.

Uklanja naslage s mjesta do kojih četkica ne dopire

Mlaznice mijenjajte svakih 6 mjeseci kako biste osigurali najučinkovitije čišćenje područja između zuba. Sonicare AirFloss pomaže očistiti do 5x više naslaga između zuba nego što je to moguće samo običnom četkicom.

**Easy to use**

- Mlaznica je dizajnirana za lako dosezanje teško dostupnih područja
- Tehnologija za čišćenje dodirnom
- Vrh za navođenje osigurava odgovarajući položaj

**Helps build a healthy habit**

- Jednostavan način za poboljšanje čišćenja područja između zuba

**PHILIPS**  
**sonicare**

Mlaznice za čišćenje prostora između zuba  
s 2 mlaznice

## Specifikacije

### Dizajn i završna obrada

- Boja mlaznice: Ružičasta s ružičastim vrhom,  
Ružičasta s bijelim vrhom

### Jednostavnost uporabe

- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

### Predmeti u kompletu

- AirFloss mlaznica: 2


### Radne značajke čišćenja

- Mlaznice: Za najbolje rezultate mijenjajte svakih 6 mjeseci

HX8012/33

## Istaknute značajke

### Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi



AirFloss koristi jedinstvenu tehnologiju mlaza zraka i mikro-kapi koja omogućava prodiranje zraka pod tlakom i vode ili vodice za ispiranje usta u područje između zuba. Gumb za aktivaciju jednim dodiranjem koristi se jednostavno poput tipke miša.

### Vrh za navođenje




Tanki zakrivljeni vrh za navođenje i mlaznica olakšavaju pronalaženje odgovarajućeg položaja. Samo prelazite uzduž površine zuba blizu ruba desni dok vrh ne sjedne u prostor između zuba.

### Tanka kutna mlaznica

Tanka, kutna mlaznica dizajnirana je za lako doseganje teško dostupnih područja

### Jednostavan početak



Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravlje. AirFloss pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku. Nakon tri mjeseca uporabe aparata AirFloss, 96 % osoba koje nisu redovito koristile konac za zube nastavilo je koristiti AirFloss četiri ili više dana tjedno.



Datum izdavanja  
2023-10-20

Verzija: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* u odnosu na četkanje samo običnom četkicom