



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
구강 세정기

Quad Stream 기술
속삭이듯 조용한 디자인
Pulse Wave 가 안내하는 세정



HX3911/42

세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다

간편하고 깊은 세정 효과

간편하고 깊은 세정 효과로 잇몸 건강을 개선하세요. 저희의 Quad Stream 기술을 통해 손쉽게 넓은 면적을 세정할 수 있으며, Pulse Wave 기술로 치아 사이를 부드럽게 세정할 수 있습니다.

향상된 기술을 통한 간편한 세정 효과

- 채우기 쉬운 600ml 급수통
- Quad Stream 기술로 더 빠르고 효과적인 치간 세정
- 정기적인 세정을 위한 표준 노즐
- Pulse Wave 기술이 안내하는 치간 세정
- 소음 없이 훌륭한 결과를 얻을 수 있는 속삭이는 듯한 조용함
- 최대한의 범위를 위한 Quad Stream 노즐
- 소형 노즐 케이스
- 자동 전원 차단 기능이 있는 간편한 마그네틱 독


목적에 맞춰 사용할 수 있습니다

- 4 가지 치간 세정 모드, 10 단계 강도 조절 4 가지 모드, 10 단계 강도 조절

PHILIPS
sonicare


주요 제품

손쉽게 더 넓은 면적 커버



X 자 형태의 물줄기로 치실에 비해 더 많은 면적을 더 깊이, 빠르고 편리하게 세정할 수 있습니다.

치간 세정을 안내합니다



부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내해 한 곳도 놓치지 않습니다.

속삭이듯 조용한 디자인



세밀한 세정을 위해 설계되어 시끄러운 소음 없이 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다.

4 가지 양치 모드, 10 단계 강도 조절




필요에 맞는 세정을 즐길 수 있습니다. 일반 세정 모드는 물을 지속적으로 흘려 뛰어난 일상 세정을 보장합니다. 딥 클린은 뚜렷한 펄스를 사용하여 더욱 깨끗하게 세정합니다. 민감 세정 모드는 민감한 잇몸에 매우 부드럽게 작용합니다. 잇몸 관리 모드는 잇몸 라인을 부드럽게 진정시키고 자극합니다. 필요할 때마다 LED 조명 디스플레이를 가이드로 사용하여 편안하게 강도를 조절할 수 있습니다.

F3 Quad Stream 노즐



보다 넓은 면적을 더욱 꼼꼼하게 세정하기 위해 Quad Stream 노즐을 사용하여 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 흐르는 네 개의 넓은 물줄기에 물을 집중합니다. 부드러운 고무 가이드로 잇몸에 부드럽게 작용하며, 모든 노즐은 몇 번의 클릭만으로 간편하게 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

F1 표준 노즐



정기적인 세정에는 표준 노즐을 사용합니다. 표준 노즐은 물 한 줄기를 사용하여 이물질을 제거하고 치아 사이를 깨끗하게 세정합니다.

자동 전원 차단 기능이 있는 마그네틱 락



사용을 마치면 손잡이를 마그네틱 락에 다시 꽂기만 하면 됩니다. 손잡이가 자동으로 일시 중지 상태에서 꺼짐으로 전환됩니다.

600ml 급수통



간편한 플립형 뚜껑이 있는 600ml의 급수통은 한 번 세정하기에 충분한 물을 담을 수 있습니다. 물을 채우려면 들어올리고 채운 다음 다시 돌려놓으면 됩니다.

소형 노즐 케이스

작고 세련된 노즐 케이스에 여러분의 노즐을 위생적으로 보관할 수 있습니다.

사양

소비전력

- 전압: 다중 전압 충전기

서비스

- 보증: 구입 후 2년

편리한 사용

- 핸들: 슬림한 인체공학적 디자인
- 노즐 액세서리: 간편한 탈부착

성능

- 세척: 60 초 ~90 초 내 구강 전체 세정

구성품

- F1 표준 노즐: 2

- F3 Quad Stream 노즐: 2
- 파워 치간 세정기: 1 개
- 노즐 보관 케이스: 1 개

모드

- 세정: 매일매일 깨끗한 양치
- 잇몸 케어: 부드러운 잇몸 마사지
- Deep Clean+: 상쾌한 딥클린을 위한 기능
- 강도 조절: 10
- 민감 세정: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

구강건강 관리 효과

- 잇몸 건강: 2 주 만에 개선
- 플라그 제거: 플라그 최대 99.9% 제거, 최대 2 배 더 많은 플라그 제거



발행 일자 2024-07-20

버전 : 3.3.1

EAN: 87 10103 94727 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 연구 결과에 따르면 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다. 실제 구강 내 결과는 다를 수 있습니다.
** 수동 칫솔로 설정 8에서 Quad Stream 팁 사용. 개별 결과는 다를 수 있습니다.