

Philips
EnergyLight

HF3308/01



Voel u fit

als op een zomerdag

Speciale lichtapparatuur die u het nodige daglicht én de nodige energie geeft, ongeacht het seizoen, zonder dat uw dagelijkse routine wordt verstoord.

Veilig in gebruik

- Zonder UV-straling

Bewezen gezondheidsvoordelen

- Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

Voel u fit in slechts 30 minuten per dag

- Originele Philips EnergyLight-lampen


Eenvoudig instelbaar naar persoonlijke voorkeur

- Instelbare hoek

PHILIPS

Kenmerken

Originele Philips EnergyLight-lampen



De EnergyLight is voorzien van originele Philips EnergyLight-lampen die zorgen voor licht met de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk daglicht. Deze lampen bieden maximaal 10.000 lux, maar dan zonder onaangename schittering of verblinding. Als u de EnergyLight 30 minuten per dag gebruikt (u hoeft niet de hele tijd in de lamp te staren) met een licht intensiteit van 10.000 lux, dan merkt u al na 5 dagen een verbetering in uw energieniveau en stemming.

Instelbare hoek



Voor optimaal gebruiksgemak kan het apparaat in meerdere standen worden geplaatst.

Zonder UV-straling



De EnergyLight gebruikt het volledig natuurlijke daglichtspectrum. Daarnaast voldoet het apparaat aan Europese veiligheidseisen en heeft het een UV-filterscherm. De EnergyLight is daarom volledig veilig in gebruik.

Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)



Dit apparaat heeft bewezen gezondheidsvoordelen te hebben, zoals gecertificeerd door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD).

Specificaties

Technische specificaties

- Vermogen: 72 W
- Snoerlengte: 3 m
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Frequentie: 50/60 Hz
- Spanning: 220/230
- Type lampen: 2PL-L 36-W Philips-EnergyLight
- Levensduur van lampen: 10.000
- Type ballast: HF-K 236TLD (hoge frequentie)
- Ballastfrequentie: 42.000 kHz

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm
- Gewicht van het product: 3,5 kg
- Aant. op Europallet: 30 (UK 39) pcs
- Afmetingen F-box (= A-box): 36 x 62,2 x 21,5 (B x H x D) cm
- Gewicht F-box (= A-box): 4,4 kg

Logistieke gegevens

- CTV-code: 884330801000
- Land van herkomst: Duitsland

Veiligheid

- Zonder UV-straling: komen er geen UV-stralen door het filterscherm
- Geen trillingen: om hoofdpijn te voorkomen die ontstaat bij een hoge frequentie
- Cenelec-gecertificeerd

Gebruiksvriendelijk

- Gebruikersprotocol op product: Geeft de gebruiksduur op een bepaalde afstand aan
- Aan/uit-schakelaar

Voel u fit in slechts 30 minuten per dag

- Origineel Philips-EnergyLight: lampen: 10.000 lux bij 20 cm, 2500 lux bij 60 cm

Eenvoudig instelbaar

- Instelbare hoek: 20 graden
- Compact formaat: 18 x 33 (D x B) cm

Tevredenheidsindicator

- 94% tevreden gebruikers

Medische apparatuur

- Bewezen gezondheidsvoordelen



Publicatiedatum
2022-09-12

Versie: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com