



Philips goLITE BLU
energielamp



HF3320/01

Meer energie

De hele dag door energie op natuurlijke wijze

De Philips goLITE BLU is een draagbare, compacte energielamp die een helder blauw licht verspreidt dat aan een zomerdag doet denken. Dit soort lichttherapie staat erom bekend dat het u op elk gewenst moment energie geeft en is een uitstekende remedie tegen de winterblues.

Eenvoudig, handig en comfortabel in het gebruik

- Extra duurzame LED-lampen
- Eenvoudige bediening van timer en intensiteit
- Met slechts 15-45 minuten per dag merkt u het resultaat
- 100% UV-vrij blauw licht

Geeft meer energie en gaat winterblues tegen

- Helpt de symptomen van winterblues te bestrijden
- Geeft meer energie
- Maakt gebruik van speciaal blauw licht, zoals een heldere, zonnige hemel

Proven benefits

- Klinisch bewezen*: verbetert het humeur en geeft meer energie
- 100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie
- Onafhankelijk onderzoek laat een verbeterd energieniveau zien bij gebruikers

PHILIPS

Kenmerken

Natuurlijk blauw licht



De goLITE BLU-energielamp produceert een speciaal soort blauw licht dat op zeer zonnige, heldere dagen van nature aanwezig is. Speciale receptoren in de ogen absorberen dit blauwe licht, waardoor u zich op elk gewenst moment energiek voelt.

Gaat winterblues tegen



In landen waar de winters lang zijn en maar weinig daglicht is, hebben veel mensen last van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook wel de winterblues genoemd. De winterblues begint meestal in de herfst en kan enkele weken duren. Met de goLITE BLU van Philips kunt u de klachten eenvoudig verlichten, zodat u zich weer net zo energiek voelt als in de zomer.

Geeft meer energie



In de drukte van het dagelijkse leven wordt er veel van ons gevraagd. We willen zowel op ons werk als thuis optimaal presteren. Soms merken we dat we gedurende de dag een


beetje inzakken. Door - op een moment van uw keuze - de goLITE BLU te gebruiken, wordt u op natuurlijke wijze energiever en alerter.

15-45 minuten per dag te gebruiken



Plaats de goLITE BLU in uw gezichtsveld; u hoeft niet rechtstreeks in het licht te kijken. Wanneer u de goLITE BLU-energielamp 15 minuten of langer gebruikt, verbetert u op natuurlijke wijze uw stemming en energieniveau wanneer u dat nodig hebt. Langer gebruik is absoluut veilig. Wanneer u het apparaat tijdens de wintermaanden elke ochtend gebruikt, nemen de klachten van de winterblues af.

Eenvoudige timer en dimmer



Stel de timer naar wens in op 15, 30, 45 of 60 minuten en kies een van de drie helderheidsniveaus met behulp van de dimmer.

Duurzame LED's



De duurzame LED-lampen van de goLITE BLU kunnen 50 jaar lang gedurende 30 minuten per

dag worden gebruikt zonder dat de kracht afneemt.

UV-vrij



Het heldere, blauwe licht geeft u op natuurlijke wijze meer energie. Het effect is hetzelfde als op een zonnige dag, maar dan zonder de schadelijke UV-stralen van zonlicht.

Verbeterd energieniveau



Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 70% van de gebruikers vond dat hun energieniveau na twee weken gebruik was verbeterd. Bzz Agent UK 2011; n = 823

Klinisch bewezen*



Klinisch bewezen*: helpt tegen de winterblues en verhoogt het energieniveau.

Specificaties

Technische specificaties

- Vermogen: 5,4 W
- Snoerlengte: 150 cm
- Spanning: 100-240 V
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Frequentie: 50/60 Hz
- Type lampen: LED
- Levensduur van lampen: 10.000 hr

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 14 x 14 x 2,5 cm
- Gewicht van het product: 0,3 kg
- Afmetingen doos (l x h x d): 17 x 18 x 10,5 cm
- Box weight: 0.5 kg
- Hoofddoos: 2

Logistieke gegevens

- CTV-code: 884332001
- Land van herkomst: China

Gebruiksvriendelijk

- Aan/uit-schakelaar
- Behandelingstimer: 15, 30, 45, 60 min

Comfortabele lamp

- Geavanceerde diffusie-optica
- Breed behandelingsveld
- Dimmer voor de lichtintensiteit: Ja, 3 niveaus
- Speciaal blauw licht

Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

Draagbaar

- Klein, compact ontwerp
- Alleen gebruik met snoer

Welzijn door licht

- Biedt weerstand tegen de winterblues
- Verhoogt uw alertheid
- Verhoogt het energieniveau

Veiligheid en voorschriften

- Zonder UV-straling: Geen UV- of bijna-UV-straling
- Niet voor algemene verlichting
- Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3
- CE 0344-gecertificeerd



Publicatiedatum
2023-02-01

Versie: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12