

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
přístroj mezizubní hygieny

s 1 tryskou a 1 hlavicí kartáčku
s kartáčkem FlexCare Platinum



HX8392/47

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Pro/Ultra**** je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Improves oral health

- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti**
- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Superior technology

- Vysoce výkonná tryska
- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Vyberte jednoduchý, dvojí nebo trojí prostrh


The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk
- Dokonalé sebevědomí s pocitem svěžesti a čistoty po celý den
- Stačí 60 vteřin: namířit, stisknout, hotovo!

PHILIPS
sonicare

Přednosti

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku




AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čistěných míst.**

Technologie mikrokapiček



Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Snadno získáte zdravý návyk



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

Pro zdravější dásně



Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.** Stav dásní zlepšil za pouhé dva týdny.

Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Pro/Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržetím aktivčního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

Svěžest a čistota s ústní vodou



Naplňte nádržku na těle přístroje ústní nebo čistou vodou, namiřte a stiskněte. Ústní voda vám dodá pocit dokonalé svěžesti a navíc vás zbaví bakterií.

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu




Jemným odstraňováním plaku, které čištění neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Pro/Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

Volitelné nastavení počtu prostrřků



Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Pro/Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivčním tlačítkem.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Bílá s nádechem šedé

Spotřeba

- Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití
- Výdrž baterie: 1–3 týdny****
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Balení obsahuje

- Nabíječka: 1
- Kartáčkové hlavice: 1 ks InterCare, standardní velikost
- Dobíjecí tělo zubního kartáčku: FlexCare Platinum
- Tělo AirFloss Pro/Ultra: 1
- Tryska AirFloss Pro/Ultra: 1

Výkon čištění

- Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku**
- Přínos pro zdraví: Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů*
- Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro snížení krvácení dásní, pro odstranění zubního plaku
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostrhávání, Jednoduchý / dvojí / trojí prostrhák***
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců



Datum vydání 2022-09-13

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 37153 99

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

** při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

*** Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit

* nebo vám vrátíme peníze

**** AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

***** v závislosti na použitém nastavení prostrhku