

Philips
Energy Light

HF3319/01



Få energi

Øg din energi som på en solskinsdag

Philips EnergyLight er et specielt lysterapiapparat, som giver dig dagslyset og energien, så du kan bevare følelsen af sommer hele året på en måde, der passer til dine daglige rutiner.

Behageligt og letanvendeligt lys

- Justérbar vinkel
- Lysdæmper
- Indikator for behandlingstid
- UV-fri

Proven benefits

- 100 års ekspertise inden for lysteknologi fra Philips
- 91% af brugerne er tilfredse med deres EnergyLight
- Bekæmpelsen af vintertræthed er klinisk bevist
- 94 % er enige i, at EnergyLight bekæmper vintertræthed

Bekæmp vintertræthed, og få mere energi

- 10.000 lux lysintensitet
- Mildner symptomerne på vintertræthed og vinterdepression
- Brug i 30 minutter om dagen

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Bekæmp vintertræthed



I lande med lange vintre oplever mange mennesker manglende energi og nedtrykthed på grund af mangel på lys. Disse symptomer kaldes vintertræthed. De begynder typisk om efteråret og kan vare i adskillige uger. Philips EnergyLight bekæmper helt naturligt disse symptomer og gendanner dit sommerhumør og energiniveau.

10.000 lux lysintensitet



EnergyLight producerer lyset med den samme intensitet og kvalitet som naturligt dagslys. Faktisk kan den give dig op til 10.000 lux, men uden ubehageligt blændende lys.

Brug i 30 minutter om dagen



Brug af Philips EnergyLight ved fuld intensitet i blot 30 minutter om dagen forbedrer naturligt dit humør og energiniveau. Det er helt sikkert at anvende den i længere tid. Placer EnergyLight i dit synsfelt - du behøver ikke se direkte ind i lyset. Regelmæssig brug hver

morgen i vintermånederne hjælper med at lindre symptomer på vintertræthed og vinterdepression.

Indikator for behandlingstid




Energy Light har en LED-timer, der angiver, hvor længe produktet har været brugt.

Lysdæmper



Bekæmp vintertræthed, og få den samme energi som om sommeren, mens du bruger apparatet ved en behagelig lysstyrke, som f.eks. kan bruges som læselys. Energy Light har en lysdæmper, så den nemt kan justeres fra nul til ca. 10.000 lux (ved 15-20 cm), så styrken kan tilpasses dine personlige behov.

Justérbar vinkel



Apparatet kan anbringes i forskellige vinkler til komfortabel brug.

UV-fri



Energy Light anvender det naturlige dagslys' fulde spektrum. Produktet lever op til de europæiske sikkerhedsstandarder og har en UV-filtreringskærm. Derfor er det sikkert at bruge Energy Light.

Brugerne beviser, at det virker

94% af brugerne er enige i, at Philips EnergyLight lindrer vintertræthed. Testet i USA, CA, UK, NL (metrix lab) med 286 forbrugere.

Høj tilfredshed blandt brugere

91% af brugerne er tilfredse med deres Philips EnergyLight-produkt. Testet i USA, CA, UK, NL (metrix lab) med 286 forbrugere.

Klinisk dokumenteret



Uafhængige undersøgelser viser, at Philips EnergyLight-produkter giver kroppen det lys, den har brug for til at bekæmpe vintertræthed og forøge dit energiniveau. EnergyLight: 1) 1) Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; 2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1-3): 55-61.

Specifikationer

Tekniske specifikationer

- Ledningslængde: 200 cm
- Strøm: 75 W
- Isolering: Klasse II (dobbelisolering)
- Frekvens: 50 Hz
- Spænding: 230 V
- Pæretype: 2PL-L 36 W Philips Energy Light
- Pærers levetid: 1.700 timer (10.000 lux)
- Ballastdriftsfrekvens: 45 kHz...125 kHz

Vægt og mål

- F-boksens vægt (=A-boks): 4,4 kg
- Kassens mål (BxHxD): 36 x 62,2 x 21,5 cm
- Box weight: 4.4 kg

Logistiske data

- CTV-kode: 884331901
- Oprindelsesland: Tyskland

Nem at anvende

- Justérbar vinkel: 20°
- Afbryderknap
- Indikator for behandlingstid

Komfortabelt lys

- Lysdæmper
- Jævn skærmlystæthed
- Lysintensitet: 10.000 lux
- Naturligt hvidt lys
- Udskiftelig pære

Let at placere

- Justérbar vinkel: 20°

Medicinsk apparat

- Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD 93/42/EU

Velvære med lys

- Bekæmp vintertræthed
- Bliv mere opmærksom
- Øg energiniveaet

Sikkerhed og regler

- Ikke til generel belysning
- UV-fri: Ingen eller næsten ingen UV--stråling
- CE 0344-certificeret
- I overensstemmelse med IEC 60601-1 Ed. 3



Udgivelsesdato
2022-09-13

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3): 55-61