

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Ultra –  
Zahnzwischenraumreiniger

mit 1 Düse und 1 Bürstenkopf

Ladeglas, USB-Reiseladeetui



HX8391/02



## Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen\*

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Ein unschlagbares Duo: Philips Sonicare und AirFloss Ultra\*\*\*\*. Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste und AirFloss Ultra\*\*\*\*, die bequeme Alternative zur Zahnzwischenraumreinigung für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen.

### Improves oral health

- Klinisch erwiesen so wirksam wie Zahnseide für die Zahnfleischgesundheit\*\*
- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung\*\*\*
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Zweifaches Ladesystem: Ladeglas und USB-Reiseladeetui

### Superior technology

- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Individualisierbare Einstellung mit bis zu drei Sprühstößen
- DiamondClean Bürstenkopf für beste Sonicare Leistung für weiße Zähne
- Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

### The easiest way to effectively clean between teeth

- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit


# Besonderheiten

## Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung



AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.\*\*

## Mikrotröpfchen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

## Bessere Zahnfleischgesundheit




Der Philips Sonicare AirFloss Ultra verbessert nachweislich die Gesundheit des Zahnfleisches genauso wie Zahnseide.\*\* Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches bereits in nur zwei Wochen.

## Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert der Philips Sonicare AirFloss Ultra Karies zwischen den Zähnen.

## Individuell einstellbare Sprühstöße



Sie können den leistungsstarken Strahl des AirFloss Ultra nach Belieben anpassen. Wählen Sie aus einem, zwei oder drei Stößen bei jedem Drücken der Aktivierungstaste.

## Zweifach weißere Zähne



Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

## Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque



Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

## DiamondClean Bürstenkopf



DiamondClean Bürstenköpfe, die Philips Sonicare Bürstenköpfe für optimale Aufhellung, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten für eine effektive und dennoch sanfte Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und Plaque aus. Sie lösen Verfärbungen von Kaffee, Tee, Rotwein und Tabak in nur einer Woche.

## Die einzig wahre Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** Multispannungs-Ladegerät

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Pink

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** LED-Anzeigen am Handstück zeigen Ladezustand an

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

**Düsenaufsatz:** Leichtes Aufstecken und

Abnehmen

**Reinigungsdauer:** Bis zu 3 Wochen\*\*

**Akkulaufzeit:** 1 bis 3 Wochen\*\*\*\*

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Handstücke:** 1 DiamondClean

**Reiseetui:** USB-Reiseladeetui

**Bürstenköpfe:** 1 DiamondClean, Standard

**Ladeglas:** 1

**AirFloss Ultra Handstück:** 1

**AirFloss Ultra Düse:** 1

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden

**Leistung:** Entfernt bis zu 99,9 % Plaque\*\*.

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

**Klinisch erwiesene Ergebnisse:** Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Plaque, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten

**Anpassbare Einstellungen:** Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß\*\*\*

**Weißer Zähne:** Zweifach weißere Zähne\*

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Für optimale Ergebnisse:** Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

**Polnisch:** Aufhellen und Polieren Ihrer Zähne

**Sensitive:** Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



\* oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

\*\* bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischartzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

\*\*\* Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen

\*\*\*\* basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

\*\*\*\*\* Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

\*\*\*\*\* je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung