

# PHILIPS

## AVENT

### 舒适的单边电动吸乳器

附赠手柄

可轻松切换为手动吸乳

 Product Picture

SCF332/02



## 舒适自然，乳汁多

### 带按摩垫的吸乳器

感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了目前舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。

#### 坐姿更舒适，无需向前倾斜

- 出众的设计，更舒适的吸乳姿势

#### 轻柔刺激乳汁，使其分泌流出

- 柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

#### Other benefits

- 小巧轻便的设计
- 简单的部件，令清洗更容易

#### 选择令您舒适的设置

- 具有轻柔刺激模式和 3 种吸乳设置

#### 附赠手柄，可轻松切换为手动吸乳

- 专为轻松从电动吸乳切换为手动吸乳而设计

## 产品亮点

### 更舒适的吸乳姿势



吸乳器采用出众的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁更自然地流出。

### 简单的设置可供选择

打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。

### 柔软舒适的按摩垫



我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

### 可轻松从电动吸乳切换为手动吸乳

吸乳器能够满足您的一切吸乳需求。我们的全新单边电动吸乳器附赠手柄，可轻松从电动吸乳切换为手动吸乳。这样，您可以始终以自己想要的方式吸乳。

### 小巧身形

吸乳器采用紧凑的设计，易于持握并可以轻松地放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放更方便。外出时可通过电池供电，轻松使用。

### 易清洗

简单的部件，令清洗更容易。母乳绝不会接触软管和底座。除电子部件之外，所有部件都可用洗碗机清洗。

## 规格

### 吸乳器

材料: 不含双酚 A\*

### 设计

吸乳器设计: 小巧身形

奶瓶设计: 人体工程学形状, 宽口径

### 原产地

英国

### 材料

吸乳器: 聚丙烯, 不含双酚 A\*

奶瓶: 聚丙烯, 不含双酚 A\*

奶嘴: 硅橡胶, 不含双酚 A\*

### 包装内物品

乳垫样品包: 2 (2 片日用乳垫和 2 片夜用乳垫) 件

柔软新生儿奶嘴: 1 件

母乳储存密封垫: 1 件

自然原生系列奶瓶 4 安士: 1 件

标准护垫: 1 件

吸乳器主体: 1 件

底座包含软管: 1 件

备用隔膜: 1 件

手动手柄: 1 件

手动硅胶隔膜: 1 件

阀门: 1 件

### 操作简易

吸乳器使用: 组装更为直观, 易清洗, 完全兼容的系列

### 功能

无需向前倾斜: 坐姿舒适

柔软舒适的按摩垫: 轻柔刺激

设置: 3 种吸乳设置, 1 种刺激模式

### 发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

