

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

ProtectiveClean
4100

Capteurs intel. de tête de
brosse

1 mode de nettoyage

1 X fonction BrushSync



HX6888/18



Des dents plus propres. Un nettoyage tout en douceur.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Le capteur de pression de notre brosse à dents vous fera profiter d'un brossage tout en douceur. De plus, il permet d'éliminer jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle.

Assure un nettoyage optimal

- Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*

Technologie innovante

- Encourage la réduction de la pression
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Plombages, couronnes, zones sensibles ? Pas de souci.

Conçu pour votre patient

- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents
- Encourage un brossage soigneux
- La solution pour les patients en déplacement

Caractéristiques

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Trop de pression ?




Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

Rappels intelligents de remplacement



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

Fonction Easystart




Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Coffret et chargeur de voyage pratiques



Notre coffret de voyage haut de gamme permet aux patients de ranger leur brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre chargeur de voyage compact maintient son autonomie lors des déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.

Minuteurs pratiques



Notre fonction Quadpacer permet aux patients de savoir quand ils ont suffisamment brossé chaque partie de leur dentition, tandis que notre fonction Smartimer les prévient quand ils ont atteint les deux minutes de brossage recommandées.

Spécifications

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu moyen

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 i InterCare

Chargeur: 1

Housse de voyage: 1

Poignée: 1 ProtectiveClean

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines, Aide à réduire les caries

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

