



Philips Sonicare Power  
Flosser 7000  
Hambavahede puhastaja

Quad Stream-tehnoloogia  
Vaikne kui sosin  
Juhendav Pulse Wave-tehnoloogia



HX3904/30

Eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% hambakatust\*

Innovaatiline hambavahede puhastaja igemete hea tervise tagamiseks

Philips Sonicare'i uuendusliku elektrilise hambavahede puhastaja erilised funktsioonid aitavad saavutada puhta ja kauakestva tulemuse.

#### New level clean

- 4 hambavahede puhastuse režiimi, 10 intensiivsust
- Lihtsalt täidetav 600 ml nõu
- Kompaktne vutlar otsakutele
- Automaatse väljalülitusega lihtne magnetiline dokk
- F1 Standard otsak tavalise puhastuse jaoks
- F3 Quad Stream otsak tagab maksimaalse katvuse
- Quad Stream tehnoloogia põhjalikuks puhastamiseks
- Pulse Wave tehnoloogia juhib ühe hamba juurest teiseni
- Vaikne kui sosin, et saavutada häid tulemusi ilma teisi häirimata


**PHILIPS**  
**sonicare**

## Esiletõstetud tooted

### Põhjalikuks puhastuseks

Ainulaadne X-kujuline otsak loob neli laia juga hambavahede ja igemeservade põhjalikuks puhastamiseks.

### Juhib hambalt hambale



Lühikesed pausid puhastuspulsatsioonides võimaldavad juhtida otsaku järgmise hambavahe juurde, et tagada suuõõne põhjalik puhastamine.

### Vaikne kui sosin



Loodud diskreetse puhastuse jaoks nii, et saate suurepärase tulemuse ilma teisi häirimata.

### 4 režiimi, 10 intensiivsust




Teie patsiendid naudivad puhastust, mis on kohandatud vastavalt nende vajadustele. Puhastusrežiim kasutab pidevat veejuga, mis tagab suurepärase igapäevase puhastuse. Deep Clean režiim kasutab põhjalikumaks puhastuseks spetsiaalseid impulsse. Sensitive režiim on tundlikele igemetele eriti õrn. Massage režiim leevendab ja stimuleerib igemejoont. Võimalik reguleerida intensiivsust vastavalt eelistustele, kasutades LED-valgusindikaatorit juhisenähtisena.

### F3 Quad Stream otsak



Maksimaalse katvuse ja eriti põhjaliku puhastuse saavutamiseks kasutage Quad Streami otsakut, et koondada vesi neljaks laiaks joaks hammaste ja igemejoone vahel. Pehme kummist juhik on igemetele õrn. Lihtsasti kinniklõpsatav ja eemaldatav otsak.

### F1 Standard otsak



Standard otsak hambavahede puhastamiseks, et eemaldada katt ja toidujäägid

### Lihtne magnetiline dokk



Protseduuri lõpetades, saab käepideme lihtsasse magnetilisse dokki tagasi asetada. Käepide lülitub automaatselt välja.

### 600 ml nõu



Kergesti avatava kaanega 600 ml nõu hoiab ühe puhastuse jaoks piisavalt vett. Täitmiseks lihtsalt tõstke kaas, täitke ja lukustage uuesti.

### Kompaktne vutlar otsakutele

Võimalus hoida lisaotsakuid hügieeniliselt kompaktses ja stiilses vutlaris.

# Spetsifikatsioon

## Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

## Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Hambaharjapea: Lihtne külge klõpsata ja eemaldada

## Kaasasolevad tarvikud

- F1 tavaline otsak: 1
- F3 Quad Stream otsak: 1

- Power Flosser: 1
- Otsakute hoiustamiskarp: 1

## Puhastusjõudlus

- Talitlus: Eemaldab kuni 99,9% katust\*

## Režiimid

- Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks
- Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse
- Intensiivsusi: 10
- Masseerimine: Ergutav massaaž
- Tundlik: Hammaste ja igemete õrn puhastus



Väljalaske kuupäev  
2023-10-15

Version: 4.4.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Laboriuuringu käigus töödeldud piirkondades kuni 99,9% katu eemaldamine. Reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda.