

Philips
EnergyUp

HF3308/01



Faites le plein d'énergie

comme lors d'une journée ensoleillée

Appareil d'éclairage spécial qui vous offre la lumière naturelle et l'énergie dont vous avez besoin, quelle que soit la saison, à tout moment de la journée.

Safe to use

- Sans UV

Proven health benefits

- Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Feel energetic in 30 minutes a day

- Lampes Philips EnergyUp


Easy positionable for personal preference

- Angle réglable

PHILIPS

Points forts

Lampes Philips EnergyUp



L'EnergyUp est dotée de lampes Philips EnergyUp, qui produisent de la lumière avec une intensité et une qualité quasi identiques à la lumière diurne naturelle. En fait, elle vous offre jusqu'à 10 000 lux, sans aucun scintillement ni reflet désagréable. Si vous utilisez l'EnergyUp pendant 30 minutes par jour (il est inutile de fixer la lampe pendant toute la séance) à une intensité lumineuse de 10 000 lux, vous pourrez vous sentir revitalisé après seulement 5 jours d'utilisation.

Angle réglable



L'appareil peut être orienté à votre guise pour plus de confort.

Sans UV



L'EnergyUp utilise tout le spectre de lumière diurne naturelle. Elle répond aux normes de sécurité européennes et possède un filtre UV, ce qui rend son utilisation totalement fiable.

Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



Les effets positifs sur le bien-être de ce dispositif ont été certifiés conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Alimentation: 72 W
- Longueur du cordon: 3 m
- Fréquence: 50/60 Hz
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Tension: 220/230
- Type de lampes: Philips EnergyUp 2 PL-L 36 W
- Durée de vie des lampes: 10,000
- Type de ballast: HF-K 236TLD (haute fréquence)
- Fréquence de fonctionnement du ballast: 42,000 kHz

Poids et dimensions

- Poids du produit: 3,5 kg
- Dimensions du produit: 33 x 57 x 18 (l x H x P) cm
- Qté sur europalette: 30 (R.-U. : 39) pcs
- Dimensions de l'unité de vente (= unité d'emballage): 36 x 62,2 x 21,5 (l x H x P) cm
- Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage): 4,4 kg

Informations logistiques

- Pays d'origine: Allemagne
- Code CTV: 884330801000

Sécurité

- Sans UV: quasiment aucun rayonnement UV ne s'échappe du filtre
- Scintillement limité: grâce au ballast haute fréquence permettant de limiter les maux de tête
- Certification Cenelec

Facile à utiliser

- Protocole utilisateur sur le produit: Indique le temps d'utilisation en fonction de la distance
- Bouton marche/arrêt

Le plein d'énergie, en 30 petites minutes par jour

- Philips EnergyUp: lampes : 10 000 lux à 20 cm, 2 500 lux à 60 cm

Positionnement simple

- Angle réglable: 20 degrés
- Taille compacte: 18 x 33 (P x l) cm

Indicateur de satisfaction

- 94 % d'utilisateurs satisfaits

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus



Date de publication
2022-09-14

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com