

# PHILIPS

Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Lumea IPL Série 7000 Advanced

5 definições de intensidade manual

3 acessórios: corpo, rosto, linha do biquíni

Aplicação Lumea IPL

Utilização com fios



BRI923/00



## Excelentes resultados, grande valor

Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 12 meses\*

Obtenha uma pele macia sem pelos com o nosso Lumea IPL da Série 7000 Advanced. Os tratamentos são suaves e eficazes com acessórios para cada zona do corpo.

### Suave e eficaz para uma pele macia de longa duração

- Resultados rápidos com tratamentos apenas a cada duas semanas
- Desenvolvido em colaboração com dermatologistas para ser fácil e eficaz
- Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

### Solução completa para rosto e corpo

- Solução completa para rosto e corpo com 3 acessórios
- É fornecido com aparador tipo caneta Satin Compact
- Adequado para uma grande variedade de tons de pele e cores de pelo

### Tratamento personalizado para a remoção dos pelos através de IPL

- Sensor de tom de pele e 5 definições de intensidade
- Otimize a sua rotina com a aplicação Philips Lumea IPL

## Destques

### 2 vezes por mês para obter resultados rápidos



Comece a fase inicial de quatro tratamentos apenas a cada duas semanas, o que representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Depois, retoque mensalmente para manter os resultados.

### Sensor de tom de pele



Escolha entre 5 definições de intensidade para uma experiência confortável. O sensor de tom de pele impede-o de tratar áreas da sua pele demasiado escuras para tratamento com IPL.

### Cabo extra longo



Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.

### 3 acessórios dedicados



Cabeças diferentes para o corpo, rosto e linha do biquíni funcionam com velocidade e precisão para uma utilização suave, mesmo em zonas sensíveis. O acessório para rosto tem um filtro de luz integrado para um tratamento preciso.

### Desenvolvido por dermatologistas



Como líder em tecnologia de saúde, a Philips desenvolveu o Lumea IPL em consulta com dermatologistas, para uma utilização fácil e eficaz na segurança da sua casa. Baseado na tecnologia utilizada em cabeleireiros profissionais, o Lumea IPL oferece um tratamento suave, mesmo em zonas sensíveis.

### Aplicação Philips Lumea IPL



A nossa aplicação de treino gratuita ajuda-o a planear e a manter o seu plano de tratamento e, em seguida, acompanha-o em cada sessão passo a passo. Transferido por mais de 2,1 milhões de utilizadores.

### Aparador tipo caneta Satin Compact



Complete a sua rotina de beleza: o aparador tipo caneta Satin Compact é uma ferramenta de beleza discreta portátil para remover rápida e facilmente até os pelos faciais mais finos.

### Para muitos tipos de pele e pelos



A IPL precisa de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso, funciona em pelos louros escuros, castanhos e pretos naturais e em tons de pele de castanho claro a médio (I-IV).

# Especificações

## Definições ajustáveis e de segurança

**Filtro UV integrado:** Protege a pele dos raios UV

**5 definições de corrente de luz:** Ajustável ao seu tipo de pele

**Sistema de segurança integrado:** Evita impulsos de luz acidentais

## Modo de aplicação

**Deslizar e pulsar:** Para aplicação rápida

**Marcar e pulsar:** Para tratamento em áreas pequenas

**Utilização com/sem fios:** Utilização com fios

## Especificações técnicas

**Lâmpada de alto desempenho:** Construído para durar, 250 000 impulsos de luz, equivalentes a 20 anos de vida útil da lâmpada\*\*

**Voltagem:** 100-240 V

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia global + 1 ano extra de garantia após o registo do produto no prazo de 90 dias

## Itens incluídos

**Instruções de utilização:** Manual do utilizador

**Armazenamento:** Bolsa de beleza

**Adaptador:** 24 V / 1500 mA

## Tempo de aplicação

**Parte inferior da perna:** 15 min

**Axilas:** 2,5 min

**Linha do biquíni:** 4 min

**Zonas do rosto:** 2 min

## Especificações técnicas dos acessórios

**Acessório corporal:** Tamanho da janela: 4,0 cm<sup>2</sup>, Tratamento para o corpo: pernas, braços, abdómen e axilas

**Acessório para rosto:** Tamanho da janela: 2 cm<sup>2</sup>, filtro extra, Tratamento para o rosto: buço, queixo e maxilar

**Acessório para linha do biquíni:** Tamanho da janela: 2 cm<sup>2</sup>, Tratamento para linha do biquíni

