

Philips
Wake-up Light



HF3451/01

Starten Sie auf angenehme Art in den Tag

Natürliches Licht zum Aufwachen

Das Wake-up Light weckt Sie einfach und natürlich und gibt Ihnen so viel Energie wie an einem Sommertag. Dank der einhundertjährigen Erfahrung von Philips im Bereich Licht bietet Ihnen das Wake-up Light medizinisch bewiesene Vorteile für Ihre Gesundheit.

Philips - der Licht-Experte

- 100 Jahre Erfahrung mit Licht

Vorteile für die Gesundheit

- Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Lichtintensität

- Lichtintensität von bis zu 300 Lux für natürliches Aufwachen

Natürliches Aufwachen mit Licht

- Das heller werdende Licht wirkt sich positiv auf Energiehormone aus

PHILIPS

Besonderheiten

Natürliches Aufwachen mit Licht



Das Licht wird 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit sukzessive heller. Das Licht fällt auf Ihre Augen und beeinflusst Ihre Energiehormone, sodass der Körper auf das Aufwachen vorbereitet wird. So wird das Aufwachen zu einem besonders angenehmen Erlebnis.

Lichtintensität von 300 Lux



Die Lichtempfindlichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich. Im Allgemeinen werden Personen,

die einer höheren Lichtintensität ausgesetzt sind, schneller wach. Die Lichtintensität des Wake-up Light kann auf bis zu 300 Lux eingestellt werden. So können Sie bei der Lichtintensität aufwachen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Philips - der Licht-Experte

Philips ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Licht und Beleuchtung. Mehr als 100 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet machen Philips zu einem anerkannten Experten für Licht und seine Auswirkungen auf den menschlichen Körper. InfraCare vereint diese langjährige Erfahrung in einem bedeutenden, benutzerfreundlichen Gerät der Spitzenklasse, das das Wohlbefinden vieler Menschen steigern wird.

Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)



Das Gerät bietet Vorteile für die Gesundheit und ist gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) als Medizinprodukt zertifiziert.

Daten

Ton

- Weckton: Sanfter Weckton und ein natürliches Geräusch (Vogelkonzert)
- Funktion Ton aus: Option zum sofortigen Stummschalten
- Premium Sound Box: 2 W

Technische Daten

- Kabellänge: 3 m
- Stromspannung: 230 V
- Leistung: 75 W
- Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)
- Frequenz: 50 Hz
- Lampentyp: 1 weißglühende Glühlampe von Philips
- Lebensdauer der Lampen: 1000 Stunden (einfaches Austauschen)

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (T x B x H) cm
- Produktgewicht: 1,5 kg
- A-Box-Maße: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (T x B x H) cm
- F-Box-Gewicht: 2,1 kg
- A-Box-Gewicht: 7,8 kg
- Menge auf Euro-Palette: 126 pcs
- Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 3 pcs
- Produktmaße: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (T x B x H) cm

Logistische Daten

- Ursprungsland: China
- CTV-Code: 884345101000

Sicherheit

- UV-frei: keine UV-Strahlung
- CENELEC-zertifiziert

Einfache Bedienung

- Rutschfeste Gummifüße
- Ein-/Ausschalter
- Schlummerfunktion für Wecktöne: 9 minute(s)
- Mini: Kleine Stellfläche auf dem Nachttisch (13,5 x 20 cm)
- Weckvorgangs-Testfunktion (90 Sek.): Schnelltest für Weckvorgang (Lichtintensität/Lautstärke) in 90 Sek.
- Mini-Akku bei Stromausfall: 5 minute(s)

Medizinisches Gerät

- Vorteile für die Gesundheit: erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Licht

- Wake-up Light-Lampe mit natürlichem Tageslichtspektrum: 75 W
- Licht für das augenschonende Lesen: 300 Lux bei einer Entfernung von 40-50 cm
- Sonnenaufgangssimulation (0 –: 30 minute(s))
- Variable Einstellung der Lichtintensität: 0-300 Lux bei einer Entfernung von 40-50 cm
- Funktion Licht an/aus

Anzeige

- Leicht ablesbare LCD-Anzeige: 50 x 50 mm
- Display-Helligkeitsregler: 3 Einstellungen (aus, mittel, hoch)



Ausstellungsdatum
2022-09-22

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com