

Philips
Wake-up Light



HF3461/01

Starten Sie auf angenehme Art in den Tag

Natürliches Licht zum Aufwachen

Das Wake-up Light weckt Sie einfach und natürlich und gibt Ihnen so viel Energie wie an einem Sommertag. Dank der einhundertjährigen Erfahrung von Philips im Bereich Licht bietet Ihnen das Wake-up Light medizinisch bewiesene Vorteile für Ihre Gesundheit.

Philips - der Licht-Experte

- 100 Jahre Erfahrung mit Licht

Vorteile für die Gesundheit

- Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Lichtintensität

- Lichtintensität von bis zu 400 Lux als Unterstützung des natürlichen Aufwachens und für optimale Helligkeit beim Lesen

Natürliches Aufwachen mit Licht

- Das heller werdende Licht wirkt sich positiv auf Energiehormone aus

Starten Sie mit Ihrem Lieblingssender in den Tag

- Digitales UKW-Radio

PHILIPS

Besonderheiten

Natürliches Aufwachen mit Licht



Das Licht wird 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit sukzessive heller. Das Licht fällt auf Ihre Augen und beeinflusst Ihre Energiehormone, sodass der Körper auf das Aufwachen vorbereitet wird. So wird das Aufwachen zu einem besonders angenehmen Erlebnis.

Lichtintensität von 400 Lux

Das Wake-up Light (HF 3461) bietet Ihnen eine Lichtintensität von bis zu 400 Lux. Es ist klinisch erwiesen, dass der menschliche Körper eine Helligkeit von bis zu 250 Lux benötigt, um die Energiehormone so zu beeinflussen, damit Sie voller Tatendrang aufwachen. Um beim Lesen die Augen zu schonen, wird eine Lichtintensität zwischen 300 und 400 Lux benötigt.

Drei natürliche Klänge oder sanfter Weckton



Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit werden Sie entweder einen natürlichen Klang hören oder auf Wunsch durch einen freundlichen sanften Weckton geweckt. Das gewählte Geräusch ertönt zunächst ganz leise und steigt innerhalb von 90 Sekunden auf den festgelegten Lautstärkepegel an. Es stehen 3 natürlichen Klänge zur Auswahl: Vogelkonzert im Wald, Meeresrauschen am Strand oder Frösche und Enten am Teich. Durch den langsam anschwellenden Lautstärkepegel wird das Aufwachen besonders angenehm, Sie werden nie wieder unsanft aus Ihren Träumen gerissen! Wenn der ausgewählte Lautstärkepegel erreicht wurde, ist das Aufstehen ganz einfach.

Digitales UKW-Radio



Das integrierte digitale UKW-Radio weckt Sie täglich mit Ihrer Lieblingsmusik oder Ihrem

bevorzugten Radiosender. Wählen Sie einfach Ihren Liebblingssender aus. Zur eingestellten Weckzeit wird dieser zunächst leise zu hören sein. Über eine Dauer von 90 Sekunden wird die Lautstärke erhöht, bis sie den von Ihnen eingestellten Lautstärkepegel erreicht hat.

Philips - der Licht-Experte

Philips ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Licht und Beleuchtung. Mehr als 100 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet machen Philips zu einem anerkannten Experten für Licht und seine Auswirkungen auf den menschlichen Körper. InfraCare vereint diese langjährige Erfahrung in einem bedeutenden, benutzerfreundlichen Gerät der Spitzenklasse, das das Wohlbefinden vieler Menschen steigern wird.

Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)



Das Gerät bietet Vorteile für die Gesundheit und ist gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) als Medizinprodukt zertifiziert.

Daten

Ton

- Weckton: 3 natürliche Klänge (Vogelkonzert, Meeresrauschen, Teichgeräusche), Sanfter Weckton, Ihr Lieblings-UKW-Sender
- Funktion Ton aus: Option zum sofortigen Stummschalten
- Premium Sound Box: 2 W
- UKW-Radio

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Leistung: 100 W
- Kabellänge: 3 m
- Frequenz: 50 Hz
- Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)
- Lampentyp: 1 weißglühende Glühlampe von Philips
- Lebensdauer der Lampen: 1000 Stunden (einfaches Austauschen)

Gewicht und Abmessungen

- A-Box-Maße: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (T x B x H) cm
- Produktgewicht: 1,5 kg
- Produktabmessungen: T 13,5 x B 20,0 x H 30,0 cm cm
- F-Box-Gewicht: 2,1 kg
- Menge auf Euro-Palette: 126 pcs
- Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 3 pcs
- A-Box-Gewicht: 7,8 kg
- Produktmaße: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (T x B x H) cm

Logistische Daten

- Ursprungsland: China
- CTV-Code: 884346101000

Sicherheit

- UV-frei: keine UV-Strahlung
- CENELEC-zertifiziert

Einfache Bedienung

- Rutschfeste Gummifüße
- Ein-/Ausschalter
- Mini: Kleine Stellfläche auf dem Nachttisch (13,5 x 20 cm)
- Schlummerfunktion für Wecktöne: 9 minute(s)
- Weckvorgangs-Testfunktion (90 Sek.): Schnelltest für Weckvorgang (Lichtintensität/Lautstärke) in 90 Sek.
- Mini-Akku bei Stromausfall: 5 minute(s)

Medizinisches Gerät

- Vorteile für die Gesundheit: erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Licht

- Wake-up Light-Lampe mit natürlichem Tageslichtspektrum: 100 W
- Licht für das augenschonende Lesen: 400 Lux bei einer Entfernung von 40-50 cm
- Sonnenaufgangssimulation (0 –: 30 minute(s))
- Variable Einstellung der Lichtintensität: 0-400 Lux bei einer Entfernung von 40-50 cm
- Funktion Licht an/aus

Anzeige

- Leicht ablesbare LCD-Anzeige: 50 x 50 mm
- Display-Helligkeitsregler: 3 Einstellungen (niedrig, mittel, hoch)



Ausstellungsdatum
2022-09-22

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com