

# PHILIPS

Sonický zubní  
kartáček s aplikací

ExpertClean 7300

Usnadněné čištění s připojením

Zabudovaný tlakový senzor

Detekce inteligentní hlavice  
kartáčku

3 režimy, 3 intenzity



HX9601/03



## Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny Až 7x zdravější dásně\*

Udržování dobrých návyků při čištění zubů je obtížné. ExpertClean vás provede mezi prohlídkami u zubaře. Zjistíte, kdy upravit tlak pomocí vestavěných inteligentních snímačů a pomocí zprávy o pokroku aplikace se můžete držet svého čištění.

### Enjoy a stylish and user-friendly design

- Snadné nabíjení a stylové provedení
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné

### ExpertClean users experience improved oral health

- Tvrdý k zubnímu plaku, šetrný k dásním
- Hlubší čištění a současná ochrana vašich citlivých dásní
- Odstraní až 10krát více plaku\* a zajišťuje hloubkové čištění
- Až 7x zdravější dásně\* během pouhých 2 týdnů

### Let ExpertClean adapt to your needs

- Čištění podle vašich potřeb
- Upozorní vás, pokud při čištění příliš tlačíte
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Technologie BrushSync pro vás automaticky vybere ten nejlepší režim

### Stay on track with personalized guidance

- Návod jak začít a udržet si zdravé návyky


# Přednosti

## Odstraňuje až 10x více plaku\*




S hlavicí kartáčku C3 Premium Plaque Control víte, že dosáhnete nejhlubšího možného čištění. Měkká, flexibilní vlákna jsou navržena tak, aby se zakřivovala okolo kontur zubů a zajišťovala 4x větší kontakt s povrchem\*\*, a odstraňovala tak až 10x více plaku z obtížně přístupných míst.

## Až 7x zdravější dásně\*



Zaměřte se na zlepšení zdraví vašich dásní s kartáčkovou hlavicí G3 Premium Gum Care. Díky menším rozměrům a pruho vláken směřujícím na dásně je skvělou volbou, jak ochránit oblast dásní před onemocněním. Lidé, kteří používají tuto kartáčkovou hlavici mají až o 100 % nižší zánětlivost dásní\* a až 7x zdravější dásně během pouhých dvou týdnů.\*

## Zpráva o průběhu



Kartáček ExpertClean vám poskytne pokyny, které potřebujete ke zlepšení a udržení zdravých návyků při čištění zubů mezi pravidelnými kontrolami u zubaře. Integrované inteligentní snímače vám umožní zjistit, kdy používáte příliš velký tlak, a díky tomu, že při čištění máte připojení k aplikaci Sonicare, vám

osobní zpráva o průběhu pomůže udržet si přehled a zjistit, nakolik jste se v průběhu času zlepšili.

## 3 režimy, 3 intenzity




Kartáček ExpertClean se dodává s režimy Clean, White+, Gum Health a Deep Clean+, které se postarají o vaše každodenní čištění zubů. Režim Clean je určen pro výjimečné čištění, režim White+ slouží k odstranění skvrn, režim Gum Health zajišťuje šetrné, ale účinné čištění dásní a režim Deep Clean+ zajišťuje osvěžující hloubkové čištění. Díky třem intenzitám si můžete vybrat mezi vyšším nastavením pro účinnější čištění a nižším nastavením pro citlivější ústa.

## Detekce inteligentní hlavice kartáčku



Chytré hlavice kartáčku se postarají, abyste používali správný režim a intenzitu pro nejlepší možné čištění. Řekněme například, že používáte hlavici G3 Premium Gum Care. Technologie BrushSync kartáčku ExpertClean automaticky synchronizuje hlavu kartáčku s režimem Gum Health, aby pomohla vašim dásním ke zdraví.

## Zabudovaný tlakový senzor



Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale ExpertClean si toho všimne. Pokud vyvíjíte nadměrný tlak, tento inteligentní kartáček začne jemně vibrovat. Tím vás upozorní, že můžete nechat to vše na hlavicí kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla čistit si zuby lépe.

## Připomínka výměny pomoci technologie BrushSync



Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebovávají, takže ty své budete chtít kontrolovat, abyste si stále zajistili skvělé čištění. Naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho kartáčkovou hlavicí používáte a jak pilně jste si zuby čistili. Připomenutí výměny technologie BrushSync na rukojeti a krátké pípnutí vás upozorní, když je čas ji vyměnit.

## Premium Plaque Defence



Hlavice kartáčku Premium Plaque Defence je navržena tak, aby vám zajistila dosud nejdůkladnější vyčištění. Měkké flexibilní strany a vlákna dokonale kopírují obrysy zubů, poskytují 4x větší kontakt s povrchem a pomáhají vyčistit i těžko dostupná místa\*.

# Specifikace

## Možnosti připojení

**Bezdrátová technologie Bluetooth®:** Aplikace pro čištění zubů

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Technické údaje

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** 14 dní\*\*

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

## Design a provedení

**Barva:** Bílá a zlatá

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

## Kompatibilita

**Kompatibilita se systémem Android:** Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

**Kompatibilita se systémy iOS:** iPad 3. generace

nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším, s operačním systémem iOS7

## Snadné použití

**Kompatibilita s tělem kartáčku:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Rukojeť:** Tenký ergonomický design

**Ukazatel výměny:** Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

## Balení obsahuje

**Rukojeť:** 1 ExpertClean

**cestovní pouzdro:** 1

**Nabíječka:** 1

**Kartáčkové hlavice:** 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defence, 1 kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care

## Výkon čištění

**Výkon:** Odstraňuje až 10x více plaku\*

**Přínos pro zdraví:** Až 7x zdravější dásně\*

**Časovač:** Technologie BrushPacer a Smartimer

**Kontrola tlaku:** Vibrace těla kartáčku jako upozornění

## Režimy

**3 intenzity:** Nízká, Střední, Vysoká

**Clean:** Pro výjimečné každodenní čištění

**Deep Clean+:** Unikátní hloubkové čištění

**Gum Health:** Speciální pozornost věnovaná stoličkám

## Párování režimů BrushSync

**Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care:**

Kompatibilní s režimem Gum Health

**Premium Plaque Defence:** Kompatibilní s režimem Clean

## Technologie Smart Sensor

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Vždy víte, kdy vyměnit hlavice kartáčku

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš velký tlak čištění

**Technologie BrushSync:** Propojení chytrého těla, s chytrými hlavicemi

## Softwarová podpora

**Aktualizace softwaru:** Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení.

