

PHILIPS

AVENT

Manuel brystpumpe

Almindeligt sæt



SCF430/20



Pumpning på den nemme måde

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigt til

Nyd den blide komfort fra den bærbare og manuelle Philips Avent-brystpumpe. Med Natural Motion-teknologi, der er inspireret af babyens egen sutterytme, så mælken hurtigt løber til. Du kan nemt justere rytme og vakuum.

Nem at rengøre

- Nem at rengøre og klargøre

Behagelig udmalkning

- Udløser nemt mælketilstrømningen før eller mellem amninger
- Malk ud, og giv mad
- Udmalk uden at læne dig forover
- Vælg din rytme, og følg din mælkestrøm

Bærbar og praktisk

- Ideel til lejlighedsvis udpumpning, overalt hver gang

Enkelt, hurtigt og effektivt

- Blød og fleksibel silikonepude
- Hjælper med at stimulere tilløb af mælk

Vigtigste nyheder

Natural Motion-teknologi



Den innovative silikoneflange – inspireret af babyens unikke sutterytmе – stimulerer brystvorten, så din mælk løber hurtigt til. Til behagelig og effektivt udmalkning.

Tilpasser sig dine brystvorter



Én størrelse passer til alle. Fordi vi alle har forskellige former og størrelser, bøjer silikonepuden sig og tilpasser sig blidt til din unikke anatomi. Den passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser* (op til 30 mm).

Bærbar og brugervenlig



Brystpumpen er lille og let og derfor nem at opbevare og transportere, så det bliver mere diskret at udmalke på farten.

Stimulerer tilstrømning af mælk



En unik, bærbar manuel brystpumpe – ideel til mødre, der har brug for at udmalke mælk på en blid måde, når de er væk fra hjemmet eller før amning.

Styring af sugestykke og mælkestrøm



Du kan altid justere pumperytmen og sugestykken, så de passer til dine behov og din komfort og mælkestrøm.

Sid behageligt



Slap af, og sid komfortabelt, mens du malder ud – takket være vores design, der lader dig sidde oprejst i stedet for at læne dig fremad.

Nem at rengøre og klargøre



Da der kun er få dele, er vores nye pumpe nem at klargøre og rengøre.

Malk ud, og giv mad



Hvis du vil made med din udmalkede mælk, skal du blot sætte den bløde sut fast på flaskebeholderen. Hvis du vil opbevare mælken til senere madning, skal du lukke flasken med forseglingsdisken.

Specifikationer

Hvad følger med

125 ml flaske med sut designet til 0 m+: 1 stk.
Engangsammeindlæg: 4 stk.
Forsglingsdisk: 1 stk.

Pudeovertræk: 1 stk.

Udmalkningssæt med håndtag: 1 stk.

Mælkeposer: 5 stk.

Funktioner

Blød og fleksibel pude: Blid stimulering



* Baseret på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. april 2019, (109 deltagere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagere (kaukasiske), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien).

* BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011