

# PHILIPS

Dispositivo di  
epilazione IPL

Lumea IPL 7000  
Series

5 impostazioni manuali di  
intensità

2 accessori: corpo, viso

App Lumea IPL

Utilizzo con cavo



BRI924/00



## Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata\*

## Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata\*

Pelle liscia e priva di peli con il nostro Lumea IPL serie 7000. I trattamenti sono delicati ed efficaci con accessori per ogni zona del corpo.

### **Delicato ed efficace per una pelle liscia a lungo**

- Sviluppato in collaborazione con dermatologi per essere facile da utilizzare ed efficace
- Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

### **Soluzione completa per viso e corpo**

- Soluzione completa per viso e corpo con 2 accessori
- Adatto per un'ampia gamma di tipi di pelle e colore dei peli
- Sistema di pulizia viso VisaPure mini in dotazione

### **Trattamento di epilazione a luce pulsata IPL personalizzato**

- Ottimizza la tua routine con l'app Philips Lumea IPL
- Sensore della tonalità della pelle e 5 impostazioni di intensità


## In evidenza

### 2 accessori dedicati




Accessori specifici per il corpo e il viso per un trattamento veloce e preciso ed un utilizzo delicato anche sulle zone sensibili. L'accessorio per il viso è dotato di un filtro luce integrato per un trattamento preciso.

### App Philips Lumea IPL



La nostra app per il coaching gratuita ti aiuta a pianificare e rispettare il tuo programma di trattamento, guidandoti passo dopo passo in ogni sessione. Scaricata da oltre 2,1 milioni di utenti.

### Sviluppato in collaborazione con dermatologi



In qualità di leader nel settore delle tecnologie per la salute, Philips ha sviluppato Lumea IPL in collaborazione con dermatologi, affinché tu


possa utilizzarlo a casa tua in modo sicuro e funzionale. Grazie a questa tecnologia già impiegata nei centri estetici, Lumea IPL offre un trattamento delicato, anche sulle zone sensibili.

### Sensore della tonalità della pelle




Scegli tra 5 impostazioni di intensità per un'esperienza confortevole. Il sensore di rilevamento della tonalità della pelle evita di trattare zone troppo scure per il trattamento a luce pulsata.

### Cavo extra-lungo



Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.

### Per molti tipi di pelle e di peli



La tecnologia IPL ha bisogno di contrasto tra il colore del pelo e quello della pelle, pertanto funziona su peli di colore biondo scuro, oppure su quelli castani o neri e su pelle da molto chiara a marrone (I- IV).

### Sistema di pulizia viso VisaPure mini



Completa la tua routine di bellezza: il sistema di pulizia per il viso VisaPure mini è un dispositivo compatto per una pulizia del viso semplice ma che rende la pelle visibilmente morbida e fresca.

# Specifiche

## Impostazioni di sicurezza regolabili

**Filtro UV integrato:** Protegge la pelle dai raggi UV

**5 impostazioni di intensità della luce:**

Regolabile in base al tipo di pelle

**Sistema di sicurezza integrato:** Impedisce l'attivazione accidentale del flash

## Modalità di applicazione

**Scorrimento e flash:** Per un'applicazione rapida

**Con filo/cordless:** Utilizzo con cavo

**Pressione e flash:** Per il trattamento su zone di piccole dimensioni

## Assorbimento

Utilizzo con cavo

## Specifiche tecniche

**Lampada ad alte prestazioni:** Progettato per durare, eroga 250.000 flash, equivalenti a 20 anni di trattamenti con lampada\*\*

**Voltaggio:** 100-240 V

## Accessori

**Accessorio per il corpo (4 cm<sup>2</sup>):** Per l'uso al di sotto della nuca

**Accessorio per il viso (2 cm<sup>2</sup>):** Per l'uso al di sotto degli occhi

## Assistenza

**Garanzia:** 2 anni di garanzia globale + 1 anno extra di garanzia registrando il prodotto entro 90 giorni

## Accessori inclusi

**Istruzioni d'uso:** Manuale utente

**A magazzino:** Custodia Beauty

**Adattatore:** 24 V / 1500 mA

**Accessorio:** Panno per la pulizia

## Tempo di applicazione

**Zona bikini:** 4 minuti

**Parte inferiore della gamba:** 15 minuti

**Ascelle:** 2,5 min

**Zona bikini:** 4 min

**Zone del viso:** 2 minuti

## Sistema mini VisaPure per pelli sensibili

**Zone di applicazione:** Viso e collo

**Facilità d'uso:** Impermeabile, Senza filo, Ricaricabile, 1 impostazione di velocità

**Accessori inclusi:** Testina per pelli sensibili, Alimentatore

**Accessori:** Testina per pelli sensibili, Alimentatore

**Assorbimento:** Alimentatore

## Specifiche tecniche accessori

**Accessorio per il corpo:** Dimensione finestra: 4,0 cm<sup>2</sup>, Trattamento per il corpo: gambe, braccia, addome e ascelle

**Accessorio viso:** Dimensione finestra: 2 cm<sup>2</sup>, filtro aggiuntivo, Trattamento per il viso: labbro superiore, mento e mascella

