

# PHILIPS

## AVENT

Extrator de leite  
elétrico Individual

Única

Uso com fio



SCF391/11



## Inspirado no bebê. Eficaz para a mãe

Tecnologia de movimentos naturais para um fluxo de leite mais rápido\*

Entre em uma nova era de extração com um equilíbrio perfeito de sucção e estímulo do mamilo inspirado na forma natural que os bebês mamam. O extrator de leite elétrico Philips Avent mantém o fluxo de leite ideal e se adapta suavemente ao tamanho e formato do seu mamilo

### Personalizado

- Número mínimo de peças e configuração intuitiva
- Motor silencioso para uma experiência discreta onde quer que você esteja (uso com fio)
- Função pausar/reproduzir
- Experiência personalizada, 8 + 16 níveis de ajuste
- Função de memória

### Macia e confortável


- Almofada de silicone de tamanho único macia e adaptável
- Extraia sem se inclinar para frente

### Extração rápida, mais leite em menos tempo\*

- Tecnologia de movimentos naturais para um fluxo rápido de leite\*


# Destaques

## Fluxo rápido de leite\*



Extraia mais leite em menos tempo\* com uma almofada que estimula o seio a extrair leite como um bebê. Ela se ajusta perfeitamente do modo de estímulo ao modo de extração e aplica a quantidade certa de estímulo e sucção do bico para obter o fluxo máximo de leite. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para reflexo de ejeção de leite – MER).\*

## Adapta-se ao seu bico



Tamanho único. Como todos nós temos diferentes formatos e tamanhos, a almofada de silicone flexiona e se adapta suavemente ao seu bico. Encaixa-se em 99,98% dos tamanhos de bicos\* (até 30 mm).

## Sente-se confortavelmente



Sinta-se relaxada ao extrair graças a um design que permite que você se sente na posição vertical em vez de ter que se inclinar

para a frente. Não há necessidade de se inclinar para a frente. Posição de extração confortável clinicamente comprovada\*. Com base em resultados de ensaios clínicos de produtos com 20 participantes (2019), 90% das participantes consideraram a posição de extração confortável (elétrica individual) e 95% das participantes acham a posição de extração confortável (elétrica dupla).

## Personalize de acordo com as suas necessidades



Ajuste cada sessão de acordo com as suas necessidades com uma vasta gama de ajustes de estímulo e extração. Nosso extrator de leite oferece 8 níveis de estímulo e 16 níveis de extração para uma experiência personalizada.

## Extraia discretamente em qualquer lugar



Extraia quando e onde quiser graças ao nosso motor silencioso com um design compacto. Somente para uso com fio.

## Limpe e configure facilmente



Nosso sistema de extração fechado significa que o leite permanece fora da tubulação, portanto, há menos para limpar. Ter menos peças também facilita montar novamente.

## Pause sempre que desejar



Se você precisar ajustar ou fazer uma pausa, o botão de pausa está sempre na ponta dos dedos.

## Salve suas configurações favoritas



Sabe exatamente como você gosta? O extrator de leite memoriza automaticamente os últimos ajustes, então tudo o que você precisa fazer é sentar e pressionar Iniciar.

# Especificações

## Lig/Desl

Voltagem do sistema elétrico com fio: 100 - 240 volt

## Material

Extrator de leite: Livre de BPA\* (apenas para partes em contato com alimento)

## O que está incluído

Mamadeira de 4oz + bico: 1 pcs

Absorventes descartáveis para seio: 2 pcs

Kit de expressão: 1 pcs

Unidade do motor (somente para uso com fio):

1 pcs

Disco de vedação: 1 pcs

Adaptador micro-USB (uso com fio): 1 pcs

## Funções

Almofada macia e adaptativa: Estímulo confortável



\* Com base no tempo de início do fluxo de leite (tempo para reflexo de ejeção de leite – MER), os resultados do ensaio clínico com 20 participantes (Holanda, 2019) são comparados com os resultados de tempo para MER para outra tecnologia de extrator antecessor da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Holanda, 2018)

\* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

\* Com base nos resultados do questionário para mil almofadas em um ensaio clínico com 20 participantes (Holanda, 2019)

\* Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011