

PHILIPS

AVENT

Essential

Elektrická odsávačka
mateřského mléka

Jednoduchá elektrická

Měkká přizpůsobivá silikonová
vločka

4+4 nastavení

SCF323/11



Snadné odsávání

Elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent zajišťuje optimální průtok mléka a dokáže se snadno přizpůsobit tvaru a velikosti vašich prsou. Pohodlná, rychlá a praktická pomoc pro každou novopečenou maminku.

Personalizované

- Odsávání na míru díky 4 + 4 úrovním nastavení
- Minimální počet dílů a intuitivní sestavení
- Funkce paměti
- Malá a kompaktní

Šetrný a pohodlný

- Měkká přizpůsobivá silikonová vločka


Přednosti

Měkká přizpůsobivá silikonová vložka



Jedna velikost pro všechny. Silikonová vložka se jemně ohýbá a přizpůsobuje se bradavce.

Přizpůsobené odsávání



Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 4 úrovně stimulace a 4 úrovně odsávání pro individuální zkušenost.

Snadné čištění a sestavení



Náš systém uzavřeného odsávání zajišťuje, že mléko zůstane mimo hadičky, takže zbývá méně dílů na čištění. Díky menšímu počtu dílů je také snadné odsávačku znovu sestavit.

Nastavení paměti



Víte, co vám vyhovuje? Odsávačka si automaticky pamatuje vaše poslední nastavení, takže si stačí jen sednout a stisknout tlačítko start.

Malá a kompaktní



Malá a kompaktní motorová jednotka

Specifikace

Spotřeba

Připojení USB-C

Napětí v síti: 5 V a ≥ 1 A

Napájecí jednotka není součástí balení. Nelze nabíjet, možné je pouze použití s kabelem.

Materiál

0 % BPA*

Co je součástí

Motorová jednotka

Silikonová hadička

Kabel USB-C

Lahev Natural (125 ml)

Sada pro odsávání

Šroubovací víčko

