

PHILIPS

AVENT



Gåvoset

Manual Breast Pump

Allt-i-ett-set

Sterilisera, pumpa och mata



SCD430/50

Sterilisera, pumpa och mata

Set med manuell bröstpump och sterilisator

Detta amningsset innehåller allt du behöver för att pumpa, mata och rengöra. Det innehåller en mängd olika tillbehör: en manuell bröstpump, sterilisator, nappar och flaskor. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer nedan

Övriga fördelar

- Välj rätt nappflöde för din bebis

Mata med Philips Avent-flaskor

- För ett naturligt grepp

Trösta med ultra soft-nappar

- Flexibel sköld för bekväm passform

Pumpa med en manuell bröstpump

- För ett snabbt mjölkflöde
- Behagligare upplevelse
- Perfekt för att pumpa då och då – när som helst, var som helst
- Du slipper luta dig framåt

Sterilisera med sterilisator för mikro

- Snabb och effektiv
- Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar

Funktioner

Natural Motion-teknik



Upplev den skonsamma komforten hos Philips Avent bärbara manuella bröstpump. Med Natural Motion-teknik, som inspirerats av barnets egen sugteknik, för snabbt flöde. Du kan enkelt justera rytmen och vakuumpumpen.

Anpassningsbar silikonkudde



Silikonkudden böjs varsamt och anpassas till din unika bröstvårtas storlek och form. Passar 99,98 % av alla bröstvårtor.

Det är viktigt att hitta rätt napp



Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en

napp med högre flödeshastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.

Hitta rätt nappflöde




Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

Bärbar och lättanvänd



Bröstpumpen är liten och lätt, vilket gör den enkel att förvara och transportera, så att du kan pumpa enkelt och diskret även när du inte är hemma.

Sitt bekvämt



Slappna av och sitt bekvämt medan du pumpar – tack vare vår design som gör att du kan sitta upprätt i stället för att behöva luta dig framåt.

Sterilisera på bara 2 minuter



Ångsterilisatorn för mikro kan användas till att sterilisera nappflaskor och andra produkter på bara 2 minuter, och dödar 99,9 % av bakterier. Den exakta tiden beror på mikrovågsugnsens wattal. 2 minuter vid 1 200–1 850 W, 4 minuter vid 850–1 100 W, 6 minuter vid 500–800 W

Funktioner

Dödar 99,9 % av bakterier



Ångsterilisatorn för mikro har visat sig döda 99,9 % av alla bakterier.

Innehåller våra Natural-flaskor



Den breda, bröstvårtsformade dinappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Innehåller ultra soft-nappar



Ta hand om barnets känsliga hud med Philips Avent ultra soft-napp. Vår flexibla sköld följer barnets kinder, vilket ger färre märken och mindre irritation. Det i sin tur ger en bekvämare tröst.

Specifikationer

Vad medföljer?

Flaskborste: 1 delar

Manuell bröstpump: 1 delar

Sterilisator för mikro: 1 st.

Vita ultra soft-nappar för 0–6 m: 2 st

125 ml flaska: 2 st

260 ml-flaskor: 2 st

Långsam napp: 2 st

Mediumnapp: 2 st

Funktioner

Mjuk och adaptiv kudde: Skonsam stimulering

Bärbar och lätt: Enkel att ta med



* Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagare (kaukaskiska), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien)

* BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjolk. I enlighet med EU-förordning 10/2011