

PHILIPS

AVENT

Essential

Elektrická odsávačka
mateřského mléka

Jednoduchá elektrická

Mäkká prispôsobivá silikónová
vločka

4+4 nastavení

SCF323/11



Bezproblémové odsávanie

Elektrická odsávačka mlieka Philips Avent udržuje optimálny tok mlieka a jemne sa prispôsobuje vašej veľkosti a tvaru. Rýchle, pohodlné a výhodné riešenie pre každú čerstvú mamičku.

Prispôsobiteľné


- Možnosť prispôbiť vlastným potrebám, 4 + 4 úrovne nastavenia
- Minimálny počet dielov a intuitívne skladanie
- Pamäťová funkcia
- Malá a kompaktná

Jemné a pohodlné

- Jemná prispôsobivá silikónová vločka

Hlavné prvky

Prispôsobenie vašim predstavám



Prispôbte každé použitie svojim potrebám so širokou škálou nastavení stimulácie a odsávania. Naša odsávačka mlieka ponúka 4 úrovne stimulácie a 4 úrovne odsávania na prispôsobenie vašim predstavám.

Jemná prispôsobivá silikónová vložka



Univerzálna veľkosť. Silikónová vložka sa zľahka ohne a prispôsobí vašej bradavke.

Jednoduché čistenie a zloženie



Náš uzavretý systém odsávania znamená, že mlieko sa nedostane do hadičiek, teda si vyžaduje menej čistenia. Vďaka menšiemu počtu dielov je jeho opätovné zloženie veľmi ľahké.

Nastavenie pamäte



Viete, čo sa vám páči? Odsávačka mlieka si automaticky pamätá vaše posledné nastavenie, takže stačí, ak si sadnete a stlačíte tlačidlo štart.

Malá a kompaktná



Malá a kompaktná pohonná jednotka

Technické údaje

Príkon

Pripojenie USB typu C

Sieťové napätie: 5 V a ≥ 1 A

Napájacia jednotka nie je súčasťou. Nedá sa nabíjať, len prevádzka so sieťovým napájaním.

Materiál

0 % BPA*

Čo je súčasťou balenia

Pohonná jednotka

Silikónová hadička

Kábel USB-C

Fľaša Natural (125 ml)

Súprava na odsávanie

Skrutkovacie veko

