

# PHILIPS

# AVENT



Elektrische  
Doppelmilchpumpe

Natural Motion

Doppelt

Nur mit Kabel verwendbar



SCF397/31

## Inspiziert von Babys. Speziell entwickelt für Mamas Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss\*

Entdecke die neue Dimension der Milchpumpen, die Saugen und Stimulation effektiv kombiniert. Inspiriert von der natürlichen Trinkbewegung von Babys. Die elektrische Philips Avent Milchpumpe sorgt für einen optimalen Milchfluss und passt sich sanft an jede Brustwarzengröße und -form (bis 30mm) an.

### Weitere Vorteile

- So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

### Personalisiert und einfach zu bedienen

- Mit den Einstellungen des letzten Pumpvorgangs fortfahren
- Der flüsterleise Motor sorgt für entspannte Pumpvorgänge
- 8 Stimulationsmodi, 16 Abpumpmodi
- Einfache Reinigung und Zusammensetzung mit weniger Teilen
- Individuelles Pausieren der Pumpe

### Sanft und bequem

- Weiches Silikonkissen bietet Komfort für jeden Körper

### Schnelleres Abpumpen, mehr Milch in kürzerer Zeit\*


- Die Natural Motion Technologie sorgt für einen schnellen Milchfluss\*

### Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

- Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen


## Besonderheiten

### Schneller Milchfluss\*



Dank unserer einzigartigen Natural Motion Technologie fließt die Milch bereits in einer Minute ein.\*\* Die Pumpe lässt sich leicht anlegen und bietet genau die richtige Massage und Absaugung. Damit ist es nicht überraschend, dass 97% der Mütter die Wirksamkeit der Pumpe bestätigen\*\*\* und dass sie 100% der Hebammen empfehlen.

### Passt sich an Ihre Brustwarze an



Unabhängig von Ihrer Brustform passt sich das weiche, flexible Silikonkissen der Pumpe komfortabel an Ihre Brust und Brustwarze an. Die Pumpe lässt sich angenehm und dennoch sicher anlegen und ist für 99,98%\*\*\*\* aller Brustgrößen\*\*\* geeignet.

### Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen



Wenn Ihr Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechseln Sie zu einem Sauger mit einer höheren

Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft.

### Die richtige Saugerstufe



Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.

### Auf Ihre Bedürfnisse anpassen



Nutzen Sie jede Abpump-Session optimal mit 8 Modi für die Stimulation des Milchflusses und 16 Modi für das Abpumpen. So können Sie die Einstellungen jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.

### Einfache Reinigung und Einrichtung




Unsere Pumpe lässt sich besonders leicht bedienen. Sie verfügt nur über wenige Teile und lässt sich so einfach reinigen und zusammensetzen.

### Überall diskret Abpumpen



Der Motor unserer Pumpe ist im Betrieb praktisch geräuschlos. So können Sie zu Hause (oder überall) diskret und mit geringer Ablenkung abpumpen.

### Mit den Einstellungen des letzten Pumpvorgangs fortfahren



Dank der Speicherfunktion werden Ihre zuletzt verwendeten Stimulations- und Abpumpeinstellungen automatisch gespeichert. So können Sie einfach mit einem Tastendruck komfortabel abpumpen.

### Individuelles Pausieren der Pumpe



Sie haben die Kontrolle. Mit der One-Touch-Pausen-/Start-Funktion können Sie den Pumpvorgang unterbrechen und beliebig fortsetzen.

## Daten

### Leistung

Netzspannung: 100V - 240 V

### Material

Milchpumpe: BPA-frei\*\*\*\* (nur Teile mit Lebensmittelkontakt)

### Lieferumfang

Einweg-Stilleinlagen: 2 Stck.

Abpump-Utensilien: 2 Stck.

Motoreinheit (nur mit Kabel verwendbar):  
1 Stck.

Verschlussdeckel: 2 Stck.

Micro-USB-Adapter (mit Kabel): 1 Stck.

Muttermilchbeutel: 5 Stck.

125-ml-Flasche: 2 Stück

Sauger mit langsamer Durchflussrate: 2 Stück

### Funktionen

Weiches und flexibles Kissen: Sanfte Stimulation



\* Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der Studie mit 20 Teilnehmerinnen (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangene Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmerinnen (Niederlande, 2018).

\*\* Für 1K-SE: Bei 70% der Teilnehmerinnen trat innerhalb von 60 Sekunden der Milchspendereflex ein. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmerinnen (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangene Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmerinnen (Niederlande, 2018).

\*\*\* Basierend auf klinischen Ergebnissen der Produktstudie mit 20 Teilnehmerinnen (Niederlande, 2019), Durchschnittswert für elektrische Einzel- und Doppelmilchpumpe; 95% der Teilnehmerinnen bestätigen die Wirksamkeit unserer Milchpumpen (elektrische Einzelmilchpumpe); 100% der Teilnehmerinnen bestätigen die Wirksamkeit unserer Milchpumpen (elektrische Doppelmilchpumpe).

\*\*\*\* Basierend auf: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26. April 2019, (109 Teilnehmerinnen, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Mai 1993, (20 kaukasische Teilnehmerinnen, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmerinnen, Australien).

\*\*\*\*\* Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011.