

PHILIPS

Lääkesumutin

InnoSpire Deluxe

Kestävä laite kotikäyttöön

Hoito vie alle 5 minuuttia*

*2,5 ml:n salbutamoliannoksella

Sumutinpakkaus mukana

 Product Picture

HH1303



Luotettava hoito ja tarvikkeiden kätevä säilytys

InnoSpire Deluxe on helppokäyttöinen ja luotettava lääkesumutin, jonka säilytyskotelossa voit pitää kaikki hoidon lisävarusteet ja tarvikkeet järjestyksessä ja käden ulottuvilla.

Tutkitusti tehokas SideStream-tekniikka

- Muodostaa tasaisen laadukasta aerosolia

Lyhyet hoitoajat

- Lääkkeen hengittäminen vie alle 5 minuuttia*

Suunniteltu helppokäyttöiseksi

- Vankka kuljetuskahva
- Kaikki tarvittava samassa

Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettävälle lääkkeille

- Sopii yleisimmille sumutinlääkkeille

Kohokohdat

Hoitoaika

Yhdessä kestäkäyttöisen SideStream-sumuttimen kanssa annostelee lääkkeen nopeasti, jolloin lääkkeen hengittämiseen ei kulu kauaa.

Kätevä ja luotettava

InnoSpire Deluxe on kätevä ja luotettava väline sumutinlääkkeen ottoon. Kaikki lisätarvikkeet mahtuvat laitteessa olevaan säilytyslokeron.

Kestävä rakenne

Vain 2 kg:n (4,4 lb:n) painoinen InnoSpire Deluxe on kevyt siirtää kotona huoneesta toiseen. Sumuttimen kaikki osat ja tarvikkeet säilyvät kätevästi laitteen lokerossa.

Tutkitusti tehokas sumutintekniikka

SideStream-sumutin pitää hoitoon kuluvan ajan mahdollisimman lyhyenä. Samalla kun InnoSpire Elegance työntää ilmaa putken läpi, sumuttimen yläosasta virtaa sisään korvaavaa ilmaa. Siksi aerosolilääke virtaa nopeasti ja on helppo hengittää. Lääkkeen pystyy hengittämään jopa alle 5 minuutissa.* SideStream kestää usein toistuvaa käyttöä ja annostelee sumutinlääkityksen luotettavasti koko käyttöikänsä ajan.

Monipuolinen

Soveltuu monenlaisille sumutettaville lääkkeille useiden eri hengitystiesairauksien hoitoon.

Tekniset tiedot

Virta

Sähkövirta: 230 V/50 Hz, 1 ampeeri

Käyttöparametrit

Enimmäispaine: 3,6 bar (360 kPa)

Ylivirtalämpösuoja: Nollattava lämpösulake, toimintalämpötila 150 °C

Virtausnopeus: 7 LPM, kun paine on 0,7 bar (70 kPa)

Enimmäisvirtausnopeus: 9,8 LPM

Tekniset tiedot

Koko: 380 x 170 x 110 mm

Paino: 2,2 kg

Muotoilu

Kätevä säilytyslokeron: 2.0 kg (4.4 lbs)

Käyttöparametrit

Enimmäisvirtausnopeus: 10.78 LPM

Enimmäispaine: 268 kPa (35 psi)

Sähkövirta: 120 V / 60 Hz, 1,7 A

Virtausnopeus: 6 lpm, kun paine on 0,69 bar

Hiukkaskokojakauma: 0,5–5 mikrometriä

Ylivirtalämpösuoja: Palautettava lämpösulake

Äänenvoimakkuus: 58 desibeliä

SideStream Plus -laitteen suorituskyky

MMAD: 3.42µm

Pienhiukkasosuus: 67%

Aika (2,5 ml salbutamolia): 3.68 min

Kestokäyttöinen SideStream

MMAD: 2.93µm

Pienhiukkasosuus: 76.3%

Aika (2,5 ml salbutamolia): 4.12 min

Tuotteen tiedot

Koko: 38 cm x 17 cm x 11 cm

Käyttööäni: 58 ±3 dBA

Hoitoaika (alle 5 min*): * 2.5ml Salbutamol dose

