

PHILIPS

Pääremmit

Amara Gel

Normaali koko



HH1220



Kun se oikea löytyy, kaikki napsahtaa paikalleen

Amara-kokokasvomaskissa on huomattavasti vähemmän osia kuin perinteisissä kokokasvomaskeissa. Siksi pääremmin irrottaminen ja kiinnittäminen onnistuu yhdellä napsautuksella.

Selkeys

- 60 % vähemmän osia

Kohokohdat

Yksinkertaisuus

Vain neljä osaa, joten kokoaminen ja puhdistus on nopeaa ja helppoa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pääremmin materiaali:

UBL/uretaanivaaho/nailon ja elastaani

Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Muotoilu

Mukavuus: Itsesäätyvä

Vähemmän osia: Mukavuus

Huolto

Takuu: 90 päivää

