

Philips
EnergyLight



HF3308/01

Fühlen Sie sich voller Energie

wie an einem sonnigen Tag

Lichttherapiegerät, das Sie in jeder Jahreszeit mit dem erforderlichen Tageslicht - und der benötigten Energie - versorgt, ohne dass Sie dabei Ihren Tagesablauf umstellen müssen.

Sichere Anwendung

- Keine UV Strahlen

Vorteile für die Gesundheit

- Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Fühlen Sie sich voller Energie - mit nur 30 Minuten am Tag

- Original Philips EnergyLight-Lampen


Leicht verstellbar, je nach Bedarf

- Verstellbarer Winkel

PHILIPS

Besonderheiten

Original Philips EnergyLight-Lampen



Das EnergyLight enthält Original Philips EnergyLight-Lampen, die das Licht mit der ganzen Intensität und Qualität des natürlichen Tageslichtes produzieren. Sie können bis zu 10.000 Lux tanken ohne dabei geblendet zu werden. Bei einer 30-minütigen Verwendung des EnergyLights pro Tag mit einer Lichtintensität von 10.000 Lux (dabei müssen Sie nicht die ganze Zeit in die Lampe schauen), werden Sie schon nach 5 Tagen feststellen, dass Sie mehr Energie haben.

Verstellbarer Winkel



Das Gerät kann für eine bequeme Bedienung in verschiedenen Winkeln eingestellt werden.

Keine UV Strahlen



Das EnergyLight verwendet das gesamte Spektrum des natürlichen Tageslichts. Es entspricht den europäischen Sicherheitsstandards und hat einen integrierten UV-Filter. Das EnergyLight ist daher sicher im Gebrauch.

Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)



Das Gerät bietet Vorteile für die Gesundheit und ist gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) als Medizinprodukt zertifiziert.

Daten

Technische Daten

- Kabellänge: 3 m
- Leistung: 72 W
- Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)
- Frequenz: 50/60 Hz
- Stromspannung: 220/230
- Lampentyp: 2PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Lebensdauer der Lampen: 10.000
- Art der Widerstandsleistung: HF-K 236TLD (Hochfrequenz)
- Betriebsfrequenz des Vorschaltgeräts: 42.000 kHz

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen: 33 x 57 x 18 (LxBxH) cm
- Produktgewicht: 3,5 kg
- Menge auf Euro-Palette: 30 (UK 39) pcs
- Abmessungen F-Box (=A-Box): 36 x 62,2 x 21,5 (LxBxH) cm
- Gewicht F-Box (=A-Box): 4,4 kg

Logistische Daten

- Ursprungsland: Deutschland
- CTV-Code: 884330801000

Sicherheit

- UV-frei: Integrierter UV-Filter im Schirm
- Kein Flimmern: Hochfrequenz-Widerstandsleistung verhindert Kopfschmerzen
- CENELEC-zertifiziert

Einfache Bedienung

- Benutzerprotokoll am Gerät: Zeigt Dauer des Gebrauchs bei einer bestimmten Entfernung an
- Ein-/Aus-Schalter

Fühlen Sie sich voller Energie - mit nur 30 Minuten am Tag

- Original Philips EnergyLight: Lampen: 10.000 Lux bei 20 cm, 2.500 Lux bei 60 cm

Leicht einstellbar

- Verstellbarer Winkel: 20 Grad
- Kompakte Größe: 18 x 33 (TxB) cm

Zufriedenheitsanzeige

- 94 % zufriedene Verbraucher

Medizinisches Gerät

- Vorteile für die Gesundheit



Ausstellungsdatum
2022-11-11

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 32466 95

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com