



Philips goLITE BLU
EnergyLight

wiederaufladbar
international verwendbare
Adapter



HF3330/01

Fühlen Sie sich voller Energie

Energie den gesamten Tag lang, auf natürliche Weise

Das Philips goLITE BLU ist ein kompaktes tragbares EnergyLight mit dem Licht eines strahlend blauen Himmels. Diese spezielle Lichttherapie ist bekannt dafür, dass sie Ihnen auf natürliche Weise mehr Energie verleiht, wenn Sie sie brauchen, und für eine bessere Stimmung sorgt.

Komfortabel und einfach im Gebrauch

- Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung zum Einstellen des Timers und der Intensität
- Besonders langlebige LED-Leuchten
- Praktisch, tragbar und wiederaufladbar
- Wenden Sie das Gerät nur 15-45 Minuten pro Tag an, um Ergebnisse festzustellen
- 100 % UV-freies blaues Licht

Steigert das Energieniveau und bekämpft Winterblues

- Hilft dabei, die Symptome von Winterblues zu lindern
- Hilft dabei, die Müdigkeit durch Jetlag zu überwinden
- Hilft dabei, das Energieniveau zu steigern
- Mit speziellem blauem Licht wie bei wolkenlosem Himmel

Erwiesene Vorteile

- Klinisch erwiesen*: Verleiht mehr Energie und eine bessere Stimmung.
- 100 Jahre Know-how in Sachen Lichttechnologie von Philips
- Unabhängige Studien zeigen, dass sich Benutzer energiegeladener fühlen

PHILIPS

Besonderheiten

Natürliches blaues Licht




goLITE BLU EnergyLight erzeugt ein bestimmtes reines, blaues Licht, das an sehr sonnigen, klaren Tagen natürlich vorkommt. Spezielle Rezeptoren in den Augen absorbieren dieses blaue Licht, damit Sie immer über die Energie verfügen, die Sie brauchen.

Bekämpft Winterblues



In Ländern mit langen Wintern fühlen sich viele Menschen oft schlapp und unwohl wegen des mangelnden Lichts. Dieses Phänomen ist als Winterblues bekannt. In der Regel beginnt er im Herbst und kann mehrere Wochen anhalten. Philips goLITE BLU ist eine einfache und natürliche Möglichkeit, die Symptome zu lindern, Ihnen mehr Energie zu verleihen und die Sommerlaune wiederherzustellen.

Steigert das Energieniveau



Unser hektischer Lebensstil verlangt uns viel ab, und egal ob beruflich oder privat möchten wir unser Bestes geben. Manchmal erleben wir während des Tages Momente, an denen wir

uns müde fühlen und die Stimmung sinkt. Das goLITE BLU EnergyLight verleiht Ihnen ganz natürlich mehr Energie und steigert Ihre Wachsamkeit.

Hilft gegen Jetlag

Vielflieger leiden nach langen Flügen regelmäßig an Jetlag. In diesen Situationen hilft Ihnen goLITE BLU dabei, Ihre Energie auf natürliche Weise wiederherzustellen und Ihre innere Uhr auf die neue Zeitzone einzustellen.

15-45-minütige Anwendung pro Tag



Verwenden Sie goLITE BLU in der Nähe Ihres Sichtfelds – direkter Blick in das Licht ist nicht erforderlich. Bei einer Anwendung des goLITE BLU EnergyLight von mindestens 15 Minuten, verbessern Sie Ihre Stimmung und Ihren Energiehaushalt auf natürliche Weise, wann immer dies notwendig ist. Auch eine längere Anwendung ist absolut sicher. Wenn Sie das EnergyLight in den Wintermonaten regelmäßig anwenden, verbreitet sich Sommerlaune auch an dunkleren Tagen.

Überall verwendbar



Kompaktes Design, Aufbewahrungsetui, Akku und international verwendbare Adapter sorgen dafür, dass sich das goLITE BLU einfach anwenden, aufbewahren und auf Reisen mitnehmen lässt.

Einstellbarer Timer und Intensität



Stellen Sie mithilfe des Touchscreens den Timer ganz nach Ihren Wünschen ein (1 bis 60 Minuten). Wählen Sie mithilfe des Dimmers aus vier Helligkeitsstufen die für Sie geeignete Einstellung aus. Und mit dem Behandlungswecker verpassen Sie nie wieder Ihre nächste Sitzung mit dem blauen Licht.

Langlebige LEDs



Die langlebigen LEDs im goLITE BLU EnergyLight können 50 Jahre lang 30 Minuten täglich ohne Leistungseinbußen verwendet werden.

UV-frei



Das reine, blaue Licht verleiht Ihnen auf natürliche Weise mehr Energie, ganz wie an einem sonnigen Tag, jedoch ohne die mit dem Sonnenlicht verbundenen UV-Strahlen.

Daten

Technische Daten

- Kabellänge: 180 cm
- Stromspannung: 100-240 V
- Leistung: 12 W
- Isolierung: Klasse II (doppelte Isolierung)
- Frequenz: 50/60 Hz
- Lampentyp: LED
- Lebensdauer der Lampen: 10.000 hr

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen: 14 x 14 x 2,5 cm
- Produktgewicht: 0,4 kg
- Abmessungen Box (B x H x T):
17,8 x 17,8 x 17,8 cm
- Box weight: 0,9 kg
- Versandkarton: 2

Logistische Daten

- Ursprungsland: China
- CTV-Code: 884333001

Einfache Bedienung

- Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
- Ein-/Aus-Schalter
- Integrierte Uhr
- Pause-Funktion
- Erinnerungsalarm für Behandlung
- Timer für Behandlung: 0 – 60 Min.

Angenehmes Licht

- Verbesserte Streuung
- Großer Behandlungsbereich
- Variable Einstellung der Lichtintensität: Ja, 4 Stufen
- Spezielles blaues Licht

Medizinisches Gerät

- Richtlinie für Medizinprodukte (MDD): 2007/47/
EC, MDD 93/42/EEC

Tragbar

- Kleines, kompaktes Design
- Integrierter Akku
- Schutzhülle im Lieferumfang enthalten
- International verwendbare Adapter

Wohlbefinden durch Licht

- Bekämpft den Winterblues
- Hilft gegen Jetlag
- Erhöht die Aufmerksamkeit
- Verleiht mehr Energie

Sicherheit und Vorschriften

- Nicht für allgemeine Beleuchtung
- UV-frei: Keine UV-Strahlung oder nahe UV-
Strahlung
- CE 0344-zertifiziert
- Entspricht IEC 60601-1 Ed. 3



Ausstellungsdatum
2022-11-16

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203 – 12