

PHILIPS

Συσκευή αποτρίχωσης
με τεχνολογία IPL

Lumea Prestige

Με τεχνολογία SenseIQ

Περιοχές που απαιτούν ακρίβεια,
σώμα, πρόσωπο

Με αισθητήρα SmartSkin

Ασύρματη και ενσύρματη χρήση



BRI953/00



Απολαύστε 12 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα*

3 έξυπνα εξαρτήματα - για βέλτιστα αποτελέσματα

Η συσκευή Philips Lumea Prestige με τεχνολογία SenseIQ είναι η πιο αποτελεσματική συσκευή IPL. Σχεδιασμένα για άνετη εφαρμογή στο σπίτι, τα έξυπνα εξαρτήματα του Lumea ακολουθούν άψογα κάθε καμπύλη του σώματός σας και προσαρμόζουν τα εξατομικευμένα προγράμματα για κάθε περιοχή του σώματος.

Απόλυτη ελευθερία, πανεύκολη χρήση

- Με αισθητήρα SmartSkin
- Εφαρμογή Lumea IPL. Μαζί σας σε κάθε βήμα
- Χωρίς ανταλλακτικά εξαρτήματα, χωρίς κρυμμένα κόστη

Απαλή επιδερμίδα που διαρκεί με την τεχνολογία Lumea IPL


- Εξειδικευμένη τεχνολογία IPL στο σπίτι που αναπτύχθηκε από δερματολόγους
- Επιλέξτε ασύρματη και ενσύρματη χρήση
- Αποδεδειγμένα ήπια και αποτελεσματική μέθοδος αποτρίχωσης
- Κατάλληλη για πολλούς τύπους τρίχας και δέρματος
- Τεχνολογία SenseIQ για εξατομικευμένη αποτρίχωση

Επαγγελματική αποτρίχωση IPL για ειδικές περιοχές του σώματος

- Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τα προγράμματα για κάθε περιοχή του σώματος
- Εξάρτημα ακριβείας για την περιοχή του μπικίνι και τις μασχάλες
- Εξάρτημα σώματος με κυρτή σχεδίαση
- Εξάρτημα ακριβείας για το πρόσωπο με επιπλέον φίλτρο


Χαρακτηριστικά

Η Lumea αποτρέπει την εκ νέου ανάπτυξη των τριχών*




IPL σημαίνει Intense Pulsed Light, δηλαδή έντονο παλμικό φως. Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας και θέτει τους θύλακες σε φάση ανάπαυσης, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της τριχοφυΐας στο σώμα σας. Με την επανάληψη της εφαρμογής, το δέρμα σας θα είναι εξαιρετικά λείο χωρίς τριχοφυΐα. Αποτελεί μια ασφαλή και απαλή μέθοδο πρόληψης για την επανεμφάνιση της τριχοφυΐας ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές. Η συσκευή Lumea της Philips είναι κλινικά ελεγμένη και έχει αναπτυχθεί από δερματολόγους με στόχο μια πιο εύκολη και αποτελεσματική μέθοδο αποτρίχωσης από την άνεση του σπιτιού σας.

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα




Σύμφωνα με αντικειμενικές μελέτες, με μόλις τρεις εφαρμογές επιτυγχάνεται έως και 92%** μείωση της τριχοφυΐας**. Πραγματοποιείτε τις πρώτες τέσσερις εφαρμογές κάθε δύο εβδομάδες και τις επόμενες οκτώ εφαρμογές κάθε τέσσερις εβδομάδες. Μετά από 12 εφαρμογές θα έχετε απαλό δέρμα χωρίς τριχοφυΐα για 12 μήνες*.

Κατάλληλοι τύποι τριχάς και δέρματος




Η συσκευή Lumea Prestige της Philips λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων τριχοφυΐας και δέρματος. Προσφέρει αποτελέσματα σε φυσικό σκούρο ξανθό, καστανό και μαύρο χρώμα τρίχας και σε αποχρώσεις επιδερμίδας από πολύ λευκή έως μέτρια καστανή. Η τεχνολογία IPL βασίζεται στην αντίθεση των χρωστικών μεταξύ του χρώματος της τρίχας και της απόχρωσης της επιδερμίδας. Επομένως, η συσκευή Lumea (όπως και οι άλλες συσκευές που βασίζονται στην τεχνολογία) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρίχες με λευκό/γκρίζο, ανοιχτό ξανθό ή κόκκινο χρώμα, και δεν είναι κατάλληλη για πολύ σκούρες επιδερμίδες.

Τεχνολογία SenseIQ



Αισθάνεται. Ο αισθητήρας SmartSkin της Lumea εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και υποδεικνύει και υποδεικνύει την πιο άνετη ρύθμιση φωτός για εσάς. Προσαρμόζεται. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τα προγράμματα που είναι σχεδιασμένα για κάθε περιοχή του σώματος. Φροντίζει. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους με εσάς για έμπνευση για απαλή, αποτρίχωση που διαρκεί ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές***.

Θεραπεία περιοχών του σώματος



Το σώμα σας είναι μοναδικό, γι' αυτό η επιδερμίδα, οι καμπύλες και το περίγραμμά του θα πρέπει να χαίρουν ειδικής θεραπείας. Τα εξαρτήματα της Lumea για κάθε μέρος του σώματος είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε καμπύλη και προσαρμόζουν τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για κάθε περιοχή του σώματος. Τα παράθυρα θεραπείας είναι σχεδιασμένα για να μεγιστοποιούν την επαφή με το δέρμα σας, ώστε να διασφαλίζουν μηδενική διαρροή φωτός, που επιτρέπει την αποτελεσματική και απαλή θεραπεία ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές.

Εξάρτημα ακριβείας



Το έξυπνο εξάρτημα ακριβείας είναι μεσαίου μεγέθους και διαθέτει παράθυρο 3 cm² για εφαρμογή ακριβείας στις περιοχές του μπικίνι και της μασχάλης. Η κυρτή σχεδίαση ακολουθεί άψογα το περίγραμμα του σώματός σας για μέγιστη επαφή με το δέρμα. Όταν προσαρτήσετε το εξάρτημα στη συσκευή, προσαρμόζεται σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, ειδικά για αυτές τις περιοχές.

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές - Εξαρτήματα

Εξάρτημα φροντίδας σώματος: Μέγεθος παραθύρου: 4,1 cm², Σχήμα: κυρτό καμπυλωτό, Προσαρμοσμένη θεραπεία για το σώμα

Εξάρτημα φροντίδας προσώπου: Σχήμα: επίπεδο, Μέγεθος παραθύρου: 2 cm², επιπλέον φίλτρο, Προσαρμοσμένη θεραπεία για το πρόσωπο

Εξάρτημα φροντίδας ακριβείας: Σχήμα: κοίλο καμπυλωτό, ακριβείας, Μέγεθος παραθύρου: 3 cm², Προσαρμοσμένη θεραπεία για μασχάλες, Προσαρμοσμένη θεραπεία για μπικίνι

Περιοχές εφαρμογής

Περιοχές σώματος: Χέρια, Πόδια, Στομάχι

Ευαίσθητες περιοχές: Μασχάλες, Μπικίνι

Περιοχές προσώπου: Πηγούνι, Άνω χείλος, Σαγόνι

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του

τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή ακούσιας εκπομπής φωτός

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος: Ανιχνεύει τον φωτότυπο του δέρματος

Αισθητήρας SmartSkin: Η σωστή ρύθμιση κατόπιν απαίτησης

Τρόπος χρήσης

Slide and Flash (Εκπομπή φωτός με συρόμενη κίνηση): Για γρήγορη εφαρμογή

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Ασύρματη και ενσύρματη χρήση

Stamp and Flash (Πίεση και εκπομπή φωτός): Για θεραπεία σε περιοχές μικρής επιφάνειας

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Παρέχει 450.000 εκπομπές φωτός*****

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση: Πολυτελής θήκη

Προσαρμογέας: 19,5 V / 4000 mA

Χρόνος εφαρμογής

Μασχάλη: 2,5 λεπτά

Γραμμή μπικίνι: 2 λεπτά

Περιοχές προσώπου: 1,5 λεπτά

Γάμπες: 8,5 λεπτά

