

# PHILIPS

## AVENT

### Gavesæt

#### Manual Breast Pump

Alt-i-et sæt

Sterilisér, pump ud og mad



SCD430/50



## Sterilisér, pump ud og mad

### Manuelt brystpumpesæt med sterilisator

Ammesæt, der er ideelt til mødre, der ønsker en komplet pakke, fra udpumpning til madning og rengøring. Den indeholder et udvalg af tilbehør: En manuel brystpumpe, en sterilisator, sutter og flasker.

#### **Giv din baby mad med Philips Avent-flasker**

- For et naturligt greb

#### **Berolig med ultrabløde sutter**

- Fleksibelt skjold sikrer en behagelig pasform

#### **Ekspres med manuel brystpumpe**

- For at give hurtigt tilløb af mælk
- Mere behagelig oplevelse
- Ideel til lejlighedsvis pumpning hvor som helst når som helst
- Du må ikke læne dig forover

#### **Steriliser med mikrobølgesterilisator**

- Hurtigt og effektivt
- Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer

# Vigtigste nyheder

## Natural Motion-teknologi




Nyd den blide komfort fra den bærbare og manuelle Philips Avent-brystpumpe. Med Natural Motion-teknologi, der er inspireret af babyens egen sutterytme, så mælken hurtigt løber til. Du kan nemt justere rytme og vakuum.

## Adaptiv silikonepude




Silikonepuden bøjer og tilpasser sig blidt, så den passer til din unikke brystvortes størrelse og form. Passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser.

## Bærbar og brugervenlig



Brystpumpen er lille og let og derfor nem at opbevare og transportere, så det bliver mere diskret at udmalke på farten.

## Sid behageligt



Slap af, og sid komfortabelt, mens du malder ud – takket være vores design, der lader dig sidde oprejst i stedet for at læne dig fremad.

## Steriliser i løbet af blot 2 minutter



Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne kan anvendes til at sterilisere sutteflasker og andre produkter på blot 2 minutter, så 99,9 % af alle bakterier dræbes. Den nøjagtige længde på cyklusen afhænger naturligvis af watt-tallet på din mikrobølgeovn. 2 minutter ved 1200-1850 W, 4 minutter ved 850-1100 W, 6 minutter ved 500-800 W.

## Dræber 99,9 % af alle bakterier



Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne dræber beviseligt 99,9 % af alle bakterier.

## Med vores Natural-flasker



Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

## Med ultrabløde sutter



Pas på den følsomme hud med den ultrabløde sut fra Philips Avent. Vores fleksible skjold følger formen af din babys kinder, efterlader færre mærker og medfører mindre hudirritation, så sutten er mere behagelig for din baby.

# Specifikationer

**Hvad følger med**

Flaskebørste: 1 stk.  
Manuel brystpumpe: 1 stk.  
Sterilisator til mikroovn: 1 stk.  
ultrabløde hvide 0-6 m sutter: 2 stk.

Sutter 0m+: 2 stk.  
Sutter 1m+: 2 stk.  
9 oz flasker: 2 stk.  
4 oz flasker: 2 stk.

**Funktioner**

**Blød og fleksibel pude:** Blid stimulering  
**Bærbar og let:** Nem at tage med



\* Baseret på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. april 2019, (109 deltagere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. \* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagere (kaukasiske), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien)  
\* BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011