

PHILIPS

AVENT



Lahjapakkaus

Manual Breast Pump

Täydellinen pakkaus

Steriloi, pumppaa ja syötä



SCD430/50

Steriloi, pumppaa ja syötä

Käsi­käyt. rintapumppupakkaus ja sterilointilaite

Tämä rintapumppupakkaus sisältää kaiken tarvittavan maidon pumppaamista, syöttämistä ja pullojen puhdistamista varten. Mukana on manuaalinen rintapumppu, sterilointilaite, tutteja ja tuttipulloja. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta

Muita etuja

- Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

Syötä Philips Avent -pullojen avulla

- Luonnollisella otteella

Rauhoita erittäin pehmeällä tutilla

- Joustava suojus on miellyttävä käyttää

Lypsä käsi­käyttöisellä rintapumpulla

- Käynnistää maidontulon nopeasti
- Miellyttävämpi kokemus
- Ihanteellinen rinnan lypsämiseen missä ja milloin vain
- Ei nojaamista eteenpäin

Steriloi mikroaaltosterilointilaitteella

- Nopea ja tehokas
- Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia

Kohokohdat

Natural Motion -tekniikka



Nauti kannettavan käsikäyttöisen Philips Avent -rintapumpun käyttömukavuudesta. Sen Natural Motion -tekniikka pohjautuu vauvan imurytmiin ja nopeuttaa maidontuloa. Rytmisiä ja imua on helppo säätää.

Myötäilevä silikonityyny



Silikonityyny myötäilee pehmeästi nännesi yksilöllistä kokoa ja muotoa. Sopii 99,98 prosenttiin kaikista nänneistä.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää



Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin,

jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Löydä tutti, jossa virtaus on juuri oikea



Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

Kannettava ja helpokäyttöinen



Pienen ja kevyen pumpun säilyttäminen ja kuljettaminen on helppoa, ja maidon lypsäminen matkalla on huomaamatonta.

Istu mukavassa asennossa



Rentoudu ja istu mukavassa asennossa lypsäessäsi. Muotoilumme ansiosta voit istua pystysuorassa sen sijaan, että nojautuisit eteenpäin.

Steriloi vain 2 minuutissa



Tämä mikrohöyrysterilointilaite steriloi tuttipullot ja muut tuotteet vain 2 minuutissa ja tuhoaa 99,9 % mikrobeista ja bakteereista. Tarkka käyttöaika määräytyy mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 minuuttia 1200–1850 watin teholla, 4 minuuttia 850–1100 watin teholla ja 6 minuuttia 500–800 watin teholla.

Manual Breast Pump

Lahjapakkaus

SCD430/50

Kohokohdat

Hävittää 99,9 % bakteereista



Tämä mikrohöyrysterilointilaite hävittää todistetusti 99,9 % bakteereista.

Sisältää Natural-pullot



Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Sisältää Ultra Soft -tutit



Huolehdi herkästä ihosta Philips Avent ultra soft -tutilla. Sen joustava suojus myötäilee vauvan poskia ja aiheuttaa vähemmän painaumia ja ihoärsytystä, jolloin vauvan olo pysyy mukavampana.

Tekniset tiedot

Sisältö

Pulloharja: 1 kpl

Manuaalinen rintapumppu: 1 kpl

Mikroaaltosterilointilaite: 1 kpl

erittäin pehmeät valkoiset tutit, 0–6 kk: 2 kpl

125 ml:n pullo: 2 kpl

255 gramman pullot: 2 kpl

Hidas tutti: 2 kpl

Medium-tutti: 2 kpl

Toiminnot

Pehmeä ja mukautuva tyyny: Hellävarainen stimulointi

Kannettava ja kevyt: Helppo kuljettaa mukana



* Perustuu: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26.4.2019 (109 osallistujaa, Israel); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, toukokuu 1993 (20 osallistujaa [valkoihoista], Yhdysvallat); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).

* Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.