

PHILIPS



Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Lumea IPL Seria 9900

Czujnik SmartSkin

3 inteligentne nasadki: do ciała, twarzy, precyzyjna

Wyjątkowe funkcje aplikacji wsparte sztuczną inteligencją

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe



BRI973/00

Nasz najszybszy i najbardziej wydajny bezprzewodowy depilator IPL

Ciesz się jedwabistą gładką skórą przez 12 miesięcy*

Poznaj nasze najinteligentniejsze rozwiązanie do depilacji IPL, zapewniające gładką skórę przez długi czas. Aplikację naszego najszybszego bezprzewodowego urządzenia do depilacji IPL Lumea z technologią SenseIQ wyposażyliśmy obecnie w funkcję SkinAI, która analizuje skórę i śledzi postępy depilacji.

Delikatność i skuteczność zapewniające długotrwałą gładkość skóry

- Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie
- For convenience with corded and cordless options
- Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała

- Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z trzema inteligentnymi nasadkami
- Philips Lumea 9900 zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry

Spersonalizowany zabieg depilacji IPL

- Delikatność i komfort dzięki technologii SenseIQ
- Inteligentna analiza skóry za pomocą technologii SkinAI

Dane techniczne

Dotyczy specyfikacji technicznych

Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Idealna do depilacji ciała: nogi, ręce, brzuch

Nasadka do depilacji twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr, Idealna do depilacji twarzy: górna warga, policzki, linia szczęki

Nasadka do precyzyjnych zabiegów: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², Nasadka do depilacji pach oraz okolic bikini

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym

wyzwalaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry

Czujnik SmartSkin: Odpowiednie ustawienie na żądanie

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych obszarach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Dane techniczne

Napięcie: 100–240 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000 błysków, co odpowiada 39 latom eksploatacji lampy****

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Luksusowe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas aplikacji

Podudzie: 8,5 min

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 2 min

Obszary twarzy: 1,5 min

