

Philips Philips Avent
Silikonehætte

Brystpumper

CP2062/01



Forbinder forskellige dele af din elektriske brystpumpe

Tjek kompatibilitet herunder

Denne silikonehætte sikrer forbindelsen mellem brystpumpen og motorenheden. Én hætte pr. pakke medfølger. Til brug sammen med elektriske brystpumper.

PHILIPS

Specifikationer

Udskiftelige dele

- Passer til produkttyperne: SCD330/31 SCF332/62

SCF334/61 SCF338/52, SCF391 SCF393 SCF394
SCF395, SCF396 SCF397 SCF398



Udgivelsesdato
2023-10-27

Version: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com