

Philips Avent
Silikonerør

Natural
Comfort-brystpumpe

CP2061/01



Forbinder forskellige dele af brystpumpen.

Find matchende produkter på fanen Specifikationer

Dette rør forbinder brystpumpens kabinet med motorenheden. Det passer til den elektriske pumpe. Pakken indeholder ét rør.

PHILIPS

Specifikationer

Reservedel

- Passer til produkttyperne:: SCF397, SCF395,

SCF398, SCF393, SCF396, SCF394, SCF391



Udgivelsesdato
2023-03-24

Version: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com