

Philips Philips Avent  
Silikonrör

Bröstpump

CP2061/01



## Ansluter delar till den elektriska bröstpumpen

### Kontrollera kompatibilitet nedan

Silikonslangen går mellan bröstpumpen och motorenheten. En slang medföljer per förpackning. För användning med elektriska bröstpumpar.

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Utbytbara delar

• Passande produkttyper: SCF332, SCF334, SCF391,

SCF393, SCF394, SCF395, SCF396, SCF397,  
SCF398



Publiceringsdatum  
2023-10-11

Version: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående  
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips  
N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)