

Philips Philips Avent
Tubo de silicona

Extractor de leche materna

CP2061/01



Conecta las piezas del extractor de leche eléctrico

Comprueba la compatibilidad a continuación

El tubo de silicona se coloca entre el extractor de leche y la unidad del motor. Se incluye un tubo por paquete. Para utilizar con extractores de leche eléctricos.

PHILIPS

Especificaciones

Piezas de repuesto

• Se ajusta a los tipos de producto: SCF332, SCF334,

SCF391, SCF393, SCF394, SCF395, SCF396,
SCF397, SCF398



Fecha de emisión
2023-10-11

Versión: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.

www.philips.com