

# PHILIPS

IPL uređaj za uklanjanje  
dlačica s tehn. SenseIQ

Lumea IPL serije 9900

Senzor SmartSkin

3 pametna nastavka: tijelo, lice,  
precizni nastavak

Ekskluzivna aplikacija s  
umjetnom inteligencijom

Upotreba s kabelom ili bežično



BRI973/00



## Uživajte u 12 mjeseci\* glatke kože bez dljučica uz umjetnu inteligenciju i tehnologiju SenseIQ

Otkrijte naše najnaprednije IPL rješenja do sad i dugotrajnu glatkoću kože. Naš najbrži Lumea IPL uređaj s tehnologijom SenseIQ sada ima ekskluzivne SkinAI sadržaje u Lumea IPL aplikaciji za analizu kože i praćenje tretmana.

### Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Za brze rezultate tretirajte samo 2x mjesečno
- Jedini uređaj Lumea s mogućnošću bežičnog korištenja
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi tretman bio siguran i učinkovit

### Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo s prilagodljivim nastavcima
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dljučica

### Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dljučica

- Nježno i ugodno uz SenseIQ
- Virtualna analiza kože uz SkinAI

## Istaknute značajke.

### 2x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku tretmana – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga tretmane je dovoljno odraditi samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 8,5 minuta.

### Tehnologija SenseIQ



Lumea serije 9900 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

### Bežično, ako želite



Kako bi se osigurala dodatna praktičnost, serija Lumea 9900 naš je jedini IPL uređaj s funkcijom bežičnog korištenja, što olakšava doseganje bilo kojeg mjesta uz preciznost i uporabu gdje god želite.

### 3 pametna nastavka



Posebno dizajnirani nastavci savršeno pristaju svakoj oblini i prilagođavaju programe svakom području tijela. Lice: plosnati dizajn i mali prozor s UV filtrom. Tijelo: zaobljen prema unutra s velikim prozorom. Precizni nastavak: zaobljen prema van za teško dostupna područja.


### Razvijeno u suradnji s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumeu IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

### Ekskluzivne performanse SkinAI



Naša besplatna aplikacija sada pruža detaljne upute uz ekskluzivnu tehnologiju SkinAI za analizu vaše kože i praćenje napretka tretmana te samim time smanjenja dlačica.

### Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

# Specifikacije

## Tehnički podaci za nastavke

**Nastavak za tijelo:** Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

**Nastavak za lice:** Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm<sup>2</sup>, dodatni filter, Prilagođeni tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

**Nastavak za osjetljiva područja:** Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman za bikini područja i područja ispod pazuha

## Sigurnost i prilagodljive postavke

**Integrirani UV filter:** Štiti kožu od UV zračenja

**5 postavki jačine svjetlosti:** Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

**Integrirani sigurnosni sustav:** Sprječava nehotečno odašiljanje svjetlosnih impulsa

**Senzor nijanse kože:** Otkriva nijansu kože

**Senzor SmartSkin:** Odgovarajuća postavka na zahtjev

## Način primjene

**"Slide and Flash":** Za brzu primjenu

**Žično/bežično:** Upotreba s kabelom ili bežično

**"Stamp and Flash":** Za primjenu na manjim područjima

## Tehničke specifikacije

**Napon:** 100–240 V

**Vrsta baterije:** Punjiva baterija

**Snažna žarulja:** Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa, što odgovara 39 godina trajanja lampe\*\*\*\*

## Servis

**Jamstvo:** Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

## Predmeti u kompletu

**Upute za uporabu:** Upute

**Pohrana:** Luksuzna torbica

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Vrijeme primjene

**Potkoljenica:** 8,5 min

**Pazusi:** 2,5 min

**Bikini linija:** 2 min

**Lice:** 1,5 min



\* \*\*Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 86% na potkoljenicama, 70% na bikini području, 67% na pazusima

\*\* \*\* Kada se prati raspored tretmana. Izračunato na upotrebi na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips