

PHILIPS

AVENT

Dárková sada

Manual Breast
Pump

Sada vše v jednom

Sterilizujte, odsajte a nakrmte



SCD430/50



Sterilizujte, odsajte a nakrmte

Manuální odsávačka mléka se sterilizátorem

Sada pro kojení ideální pro maminky, které hledají pomocníka při odsávání, krmení i čištění lahví. Zahrnuje řadu příslušenství: manuální odsávačku mateřského mléka, sterilizátor, dudlíky, dětské láhve a savičky Natural Response.

Kompatibilní s lahvemi Philips Avent

- Pro přirozené přísátí

Utište miminko pomocí mimořádně měkkých šidítek

- Pohodlný pružný kotouč

Manuální odsávačka mateřského mléka

- Pro rychlý tok mléka
- Pohodlnější zážitek
- Ideální pro občasné odsávání kdykoli a kdekoli.
- Bez nutnosti se předklánět

Sterilizujte pomocí sterilizátoru do mikrovlnné trouby

- Rychlé a efektivní
- Obsah zůstane sterilní až 24 hodin


Přednosti

Technologie Natural Motion




Vyzkoušejte praktickou přenosnou ruční odsávačku Philips Avent. Díky technologii Natural Motion inspirované sáním dítěte přináší rychlou úlevu. Rytmus a podtlak lze snadno upravit.

Přizpůsobivá silikonová vložka




Měkká a ohebná silikonová vložka se jemně přizpůsobí velikosti a tvaru bradavky. Vhodné pro 99,98 % všech velikostí bradavek.

Rychlá a snadno použitelná



Odsávačka mateřského mléka má malé rozměry a nízkou hmotnost, proto ji lze snadno skladovat a přepravovat, takže je odsávání na cestách snadné a nenápadné.

Pohodlně se posadte



Uvolněte se a pohodlně se při odsávání usadte – díky našemu designu, který vám umožní sedět vzpřímeně, aniž byste se musela předklánět.

Sterilizuje za pouhé 2 minuty



Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby sterilizuje dětské lahve a jiné pomůcky za pouhé 2 minuty, přičemž ničí 99,9 % bakterií a mikrobů. Přesná délka procesu závisí na výkonu mikrovlnné trouby. 2 minuty při výkonu 1 200–1 850 W, 4 minuty při výkonu 850–1 100 W, 6 minut při výkonu 500–800 W.

Zničí 99,9 % bakterií



Je prokázáno, že parní sterilizátor do mikrovlnné trouby zničí 99,9 % bakterií a mikrobů.

Obsahuje lahve Philips Natural



Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přísátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Obsahuje mimořádně měkká šidítka



Pečujte o citlivou pokožku s šidítkem Philips Avent ultra soft. Naš mimořádně měkký, pružný kotouč kopíruje křivky tváře, takže zanechává méně otlaků a menší podráždění pro větší klid dítěte.

Specifikace

Co je součástí

Kartáč na lahve: 1 ks

Ruční odsávačka mateřského mléka: 1 ks

Sterilizátor do mikrovlnné trouby: 1 ks

Mimořádně měkká bílá šidítka 0–6 m: 2 ks

Dudlíky 0m+: 2 ks

Dudlíky 1 m+: 2 ks

260ml lahve: 2 ks

125ml lahve: 2 ks

Funkce

Měkká a přizpůsobivá vložka: Jemná stimulace

Přenosné a lehké: Jednoduché odsávání i na cestách



* Podle: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. dubna 2019, (109 účastníků, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, květen 1993, (20 účastníků (bělochů), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 účastníků, Austrálie).

* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011