

Philips Philips Avent
Silikoniputki

Rintapumppu

CP2061/01



Yhdistää sähkökäyttöisen rintapumpun osat

Tarkista yhteensopivuus alta

Silikoniputki on rintapumpun ja moottoriyksikön välillä. Pakkauksessa on yksi putki.
Käytettäväksi sähkökäyttöisten rintapumppujen kanssa.

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vaihdettavat osat

- Sopii malleihin: SCF332, SCF334, SCF391, SCF393,

SCF394, SCF395, SCF396, SCF397, SCF398



Julkaisupäivä 2023-10-11

Versio: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com