

PHILIPS

AVENT

Cadeauset

Manual Breast Pump

Alles-in-een-set

Steriliseer, kolf en voed



SCD430/50



Steriliseer, kolf en voed

Set met handkolf en sterilisator

Borstvoedingsset ideaal voor moeders die een volledig pakket willen, van kolven tot voeden en schoonmaken. De borstkolf wordt geleverd met diverse accessoires: een handkolf, sterilisator, spenen en flessen.

Voed met Philips Avent-flessen

- Op een natuurlijke manier aanleggen

Kalmeer met ultra soft-fopspeen

- Flexibel schildje voor een comfortabele pasvorm

Afkolven met handkolf

- Voor een snelle melkstroom
- Comfortabelere ervaring
- Ideaal om zo nu en dan te kolven, waar en wanneer dan ook
- Niet voorover leunen

Steriliseer met de magnetronstoomsterilisator

- Snel en effectief
- Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

Kenmerken

Natural Motion-technologie




Geniet van het zachte comfort van de draagbare Philips Avent-handkolf. Met Natural Motion-technologie, geïnspireerd op het zuigen van je baby voor sneller kolven. Je kunt het ritme en de zuigkracht eenvoudig aanpassen.

Adaptief siliconen kussen




Het siliconen kussen buigt licht mee en past zich aan de unieke grootte en vorm van je tepel aan. De kolf past op 99,98% van alle tepelmaten.

Draagbaar en eenvoudig in gebruik



De borstkolf is klein en licht, en dus gemakkelijk op te bergen en mee te nemen. Daardoor kun je buitenshuis eenvoudig en discreet kolven.

Zit comfortabel



Ontspan en ga comfortabel zitten tijdens het kolven. Dankzij ons ontwerp kun je rechtop zitten en hoeft je niet voorover te leunen.

Steriliseer in slechts 2 minuten



De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.

Doodt 99,9% van bacteriën



Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.

Inclusief onze Natural-flessen



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Inclusief ultra soft-fopspeenen



De Philips Avent ultra soft-fopspeen is ideaal voor de gevoelige huid. Het flexibele schildje volgt de rondingen van de wangen van je baby, voor minder huidvlekken, minder irritatie en meer comfort.

Specificaties

Inclusief

Flessenborstel: 1 stk

Handkolf: 1 stk

Magnetronstoomsterilisator: 1 x

witte ultra soft-fopspenen 0-6 maanden: 2 stuks

Speen vanaf 0 mnd: 2 stuks

Speen vanaf 1 mnd: 2 stuks

Flessen van 260 ml: 2 stuks

Flessen van 120 ml: 2 stuks

Funcities

Zacht, adaptief kussen: Zachte stimulatie

Draagbaar en licht in gewicht: Handig voor onderweg



* Gebaseerd op: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mei 1993, (20 deelnemers (blank), VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).

* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011