

Philips Philips Avent
Diafragmă pompă de sân
manuală

Alb

Pompe pentru sân

CP1970/01



Creează vidul necesar pentru colectare

Verifică compatibilitatea mai jos

Această diafragmă creează vidul necesar pentru colectarea laptelui matern. Pentru utilizare cu pompe de sân manuale.

PHILIPS

Specificații

Piese de schimb

- Potrivire cu tipurile de produs: SCF430/01

SCF430/03 SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15
SCF430/16 SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Data apariției 2023-10-30

Versiune: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com