

PHILIPS

AVENT

Електричний
молоковідсмоктувач

Single Electric Breast
Pump

Одинарний

Живлення від електромережі

Універсальна подушечка

4+4

SCF323/11



Зціджування без зусиль

Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері.

Персоналізоване

- Персоналізований досвід використання, 4 + 4 рівні налаштування
- Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування
- Функція пам'яті
- Невеликий і компактний

Легідний і зручний

- М'яка й адаптивна силіконова подушечка

Основні особливості

Персоналізований досвід використання



Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до своїх потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимуляції і зціджування. Для персоналізації досвіду використання наш молоковідсмоктувач пропонує 4 рівні стимуляції та 4 рівні зціджування.

М'яка адаптивна силіконова подушечка



Один розмір підходить усім. Силіконова подушечка м'яко згинається та пристосовується до форми соска.

Легко мити та налаштовувати



Наша система закритого зціджування гарантує, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.

Налаштування пам'яті



Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам'ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

Невеликий і компактний



Невеликий і компактний блок двигуна

Специфікації

Потужність

З'єднання USB-C

мережева напруга: 5 В і ≥ 1 А

Блок живлення не входить у комплект. Не підтримує живлення від акумулятора, живлення лише від мережі.

Матеріал

0% BPA*

У комплекті:

Надзвичайно м'яка соска для годування новонародженого: ні шт.

Блок двигуна

Силіконова трубка

Кабель USB-C

Пляшечка Natural (125 мл)

Комплект для зціджування

Кришка, що закручується

