



Philips  
Wake-up Light

Кафява/черна

HF3462/20

## Започнете деня по най-приятен начин

Светлината, която ви събужда по естествен начин

Моделът "Светлина за събуждане" ви събужда леко и естествено, като ви оставя заредени с енергия като в лятна утрин. Идваща от 100-годишния опит на Philips в осветителната техника, "Светлина за събуждане" предлага медицински доказани резултати.

### **Philips - експертът в осветлението**

- 100 години опит в осветителната техника

### **Доказани лечебни резултати**

- Подсигурена от Директивата за медицинските уреди (MDD)

### **Интензивност на светлината**

- До 400 лукса за естествено събуждане и лесно четене

### **Светлината ви събужда по естествен начин**

- Постепенната светлина влияе положително на енергийните хормони

### **Събудете се с любимата радиостанция**

- Цифрово FM радио

# PHILIPS

## Акценти

### Светлината ви събужда по естествен начин



Светлината постепенно се усилва през 30-те минути преди зададеното време за събуждане. Светлината попада върху очите ви и влияе положително на енергийните ви хормони, като подготвя тялото за събуждане. Това превръща събуждането в по-приятно усещане.

### Интензивност на светлината 400 лукса



Светлина за събуждане (HF 3461) предлага интензивност на светлината до 400 лукса. Клинично доказано е, че са нужни до 250 лукса, за да се повлияе на енергийните хормони по такъв начин, че да се събудите изпълнени с енергия. За лесно четене ви трябва равнище на светлината от 300 до 400 лукса.

### Три звука от природата или кратък приятелски сигнал



В зададения час за събуждане ще започнете да чувате звук от природата или, ако така предпочитате, кратък приятелски сигнал. Той започва тихо и за минута и половина достига избраното от вас ниво на звука. Има три звука от природата, измежду които можете да избирате: утринни птици в гората, прибой на плажа или жаби и патици в езеро. Постепенно усилващият

се звук ще направи процеса на събуждане приятен и нежен, за да не бъдете никога събудени грубо. Когато звукът достигне избраната от вас сила, ставането от леглото вече е лесно.

### Цифрово FM радио



Вграденото цифрово FM радио ви дава възможност всеки ден да се събудате с любимата си музикална или новинарска радиостанция. Само изберете любимата си радиостанция и тя ще бъде пусната в указаното от вас време за събуждане - отначало тихо, като постепенно се усилва за деветдесет секунди до избраното ниво на звука.

### Philips - експертът в осветлението

Philips е водеща световна компания в областта на осветителната техника. С над 100-годишния си опит в този отрасъл, Philips е истински специалист по осветлението и неговото въздействие върху човешкото тяло. Моделът "Светлина за събуждане" съчетава целия този опит в едно значимо, технически съвършено и лесно за използване изделие, което ще подобри състоянието на мнозина.

### Подсигурена от Директивата за медицинските уреди (MDD)



Това устройство е с доказани лечебни резултати, което се удостоверява от Директивата за медицинските уреди (MDD).

## Спецификации

### Звук

- Звук за събуждане: 3 звука от природата (утринни птици, морски бряг, езеро), приятелски звуков сигнал за събуждане, любимата ви цифрова FM радиостанция
- Функция за изключване на звука: опция за моментално изключване на звука
- Корпус с първокласен звук: 2 W
- FM радио

### Технически спецификации

- Дължина на кабела: 3 m
- Напрежение: 230 V
- Захранване: 100 W
- Изоляция: клас II (двойна изолация)
- Честота: 50 Hz
- Тип лампи: 1 лампа с нажежаема жичка Philips
- Живот на крушките: 1000 часа (с лесна подмяна)

### Тегло и размери

- Тегло на изделието: 1,5 kg
- Размери на продукта: 13,5 x 20,0 x 30,0 (ДxШxВ) cm
- Размери на А-кутията: 22,5 x 49,5 x 34,1 (ДxШxВ) cm
- Тегло на F-кутията: 2,1 kg
- Тегло на А-кутията: 7,8 kg
- К-во на европалет: 126 pcs
- Брой F-кутии в една А-кутия: 3 pcs
- Размери на F-кутията: 16,0 x 21,0 x 32,0 (ДxШxВ) cm

### Логистични данни

- Страна на произход: Китай
- КТV код: 884346220000

### Безопасност

- Без UV лъчи: Без UV излъчване
- Сертифицирано от Cenelec

### Лесна употреба

- Гумени крачета против плъзгане
- Бутон за вкл./изкл. Quick-go
- Бутон "Дрямка" за звук: 9 минути
- Компактни размери: изисква минимално място на нощното шкафче (13,5x20 cm)
- Функция за бърз тест (90 сек.): проверява за 90 сек. нивото на светлината/звук за следващата сутрин
- Функция за резервно електрзахранване: 5 минути

### Медицински уред

- Доказани лечебни резултати: подкрепена със сертификат по Директивата за медицинските уреди

### Светлина

- Крушка за светлина за събуждане със спектъра на естествената дневна светлина: 100 W
- Светлина за лесно четене: 400 лукса на 40-50 cm
- Процес на симулиране на изгрев (0-: 30 минути)
- Димер за интензивността на светлината: 0-400 лукса на 40-50 cm
- Функция за светлина вкл./изкл.

### Дисплей

- Лесен за четене LCD дисплей: 50x50 mm
- Регулиране на яркостта на дисплея: 3 настройки (ниска, средна, висока)



Дата на издаване  
2022-12-14

Версия: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)